



*Prairie View Industries*

***Quality - Durability - Guaranteed***

## **Portable Ramp Instructions**

**Mobile Rollstuhlrampe – Bedienungsanleitung**  
**Instructions pour rampe d'accès portative**



**WARNING!**

**READ INSTRUCTIONS BEFORE USING.**

**WARNING!**

**VOR GEBRAUCH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN.**

**ATTENTION!**

**LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.**

# KEY (Legende) (Légende)

# SLOPE GUIDE CHART

STEIGUNGSTABELLE  
TABLEAU DES PENTES

- 1:12 SLOPE RATIO (Steigungsverhältnis 1:12) (rapport de pente 1:12)
- 2:12 SLOPE RATIO (Steigungsverhältnis 2:12) (rapport de pente 2:12)
- 3:12 SLOPE RATIO (UNOCCUPIED) (Steigungsverhältnis 3:12 (unbesetzt) (rapport de pente 3:12 (vide)

Höhenunterschied in Zoll • Élévation de la rampe en pouces RAMP RISE IN INCHES	36"									17.5°
	34"									13.3°
	32"									12.5°
	30"								14.5°	11.8°
	28"								13.5°	11°
	26"								12.5°	10.2°
	24"							14.5°	11.5°	9.5°
	22"							13.2°	10.6°	8.7°
	20"						13.8°	12°	9.6°	7.9°
	18"					14.5°	12.4°	10.8°	8.6°	7.1°
	16"					12.8°	11°	9.6°	7.7°	6.3°
	14"				13.5°	11.2°	9.6°	8.4°	6.7°	5.6°
	12"			14.5°	11.5°	9.6°	8.2°	7.2°	5.7°	4.8°
	10"		16.1°	12°	9.6°	8°	6.8°	6°	4.8°	4°
	9"		14.5°	10.8°	8.6°	7.2°	6.2°	5.4°	4.3°	3.6°
	8"		12.8°	9.6°	7.7°	6.4°	5.5°	4.8°	3.8°	3.2°
	7"	17°	11.2°	8.4°	6.7°	5.6°	4.8°	4.2°	3.3°	2.8°
	6"	14.5°	9.6°	7.2°	5.7°	4.8°	4.1°	3.6°	2.9°	2.4°
5"	12°	8°	6°	4.8°	4°	3.7°	3°	2.4°	2°	
4"	9.6°	6.4°	4.8°	3.8°	3.2°	2.7°	2.4°	1.9°	1.6°	
3"	7.2°	4.8°	3.6°	2.9°	2.4°	2°	1.8°	1.4°	1.2°	
		2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	10'	12'

RAMP LENGTH IN FEET  
Rampenlänge in fuss  
Longueur de la rampe en pieds

RAMP LENGTH IN FEET  
Rampenlänge in fuss  
Longueur de la rampe en pieds

Product	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	10'	12'
Single Fold	•	•	•	•	•				
Multifold				•	•	•	•		
Multifold Reach					•	•	•		
Solid		•	•	•					
OnTrac		•	•	•	•	•	•	•	
Elev8	•	•	•						
Wheel-A-Bout								•	•

\*More details on page 2.

\*Details siehe Seite 6. • \*Plus de détails à la page 10.

**WARNING**  
**READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS**  
**BEFORE USING RAMP.**

P.V.I. Ramps are designed for wheelchairs and electric scooters. P.V.I. ramps are rated for a 800lb capacity. This rating is based on double axle, evenly distributed loads. For your safety a caregiver or aid should be present at all times when using any ramp.

Proper setup is essential for safe loading and unloading. Make sure that the hook (Top End) is pressed firmly against the step or platform before using. Failure to do this may result in ramp slipping off step while occupied. When possible use steel pins provided to lock ramp in place. Although P.V.I. portable ramps are lightweight, safe lifting practices should be used when lifting. For folding and unfolding instructions, refer to the diagram found next to the handle on the ramp.

Slope discussion: P.V.I. strongly recommends that users never exceed a 3:12 ratio. Example: if your ramp is 6' long the maximum height of step or platform should not exceed 18". This degree of incline should be for unoccupied chairs or scooters only. Occupied chairs and scooters should never exceed a 2:12 ratio and be aided by a qualified assistant. Example: If your ramp is 6' long the maximum height of step or platform should not exceed 12".

Thank you for purchasing your new P.V.I. portable ramp. Prairie View Industries is committed to manufacturing the highest quality access ramps on the market today. Although other companies have copied our design, they have not achieved the quality standard that we guarantee with our products. Your safety is important to us; please read and follow all the information found in this manual and on your ramp.

1. ALWAYS have a qualified assistant present when using this or any other portable ramp.
2. NEVER exceed a slope greater than 2" on 12" with an occupied chair or scooter.
3. ALWAYS make sure that top of ramp is secured on step or landing before using. It may be necessary to anchor top of ramp to landing surface with steel pins provided.
4. ALWAYS follow manufacturer recommendations for chair or scooter.
5. ALWAYS use your lap belt.
6. SLOPE RECOMMENDATIONS:

**1:12 SLOPE (4.8deg)**


1. The ADA recommended slope for long (up to 30') home and commercial ramps.
2. Works for most strong unassisted manual chair users, although P.V.I. always recommends assistance.

**2:12 SLOPE (9.5deg)**

Acceptable grade for portable ramp use by occupied chairs and scooters with a qualified assistant.

**3:12 SLOPE (14.5deg)**

For loading UNOCCUPIED chairs and scooters.



		RAMP LENGTH										
		2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	10'	12'		
RAMP RISE IN INCHES	3"	7.2°	4.8°	3.6°	2.9°	2.4°	2.0°	1.8°	1.4°	1.2°	RAMP INCLINE DEGREES	
	4"	9.6°	6.4°	4.8°	3.8°	3.2°	2.7°	2.4°	1.9°	1.6°		
	5"	12.0°	8.0°	6.0°	4.8°	4.0°	3.7°	3.0°	2.4°	2.0°		
	6"	14.5°	9.6°	7.2°	5.7°	4.8°	4.1°	3.6°	2.9°	2.4°		
	7"	17.0°	11.2°	8.4°	6.7°	5.6°	4.8°	4.2°	3.3°	2.8°		
	8"		12.8°	9.6°	7.7°	5.4°	5.5°	4.8°	3.8°	3.2°		
	9"		14.5°	10.8°	8.6°	7.2°	6.2°	5.4°	4.3°	3.6°		
	10"		16.1°	12.0°	9.6°	8.0°	6.8°	6.0°	4.8°	4.0°		
	12"			14.5°	11.5°	9.6°	8.2°	7.2°	5.7°	4.8°		
	14"				13.5°	11.2°	9.6°	8.4°	6.7°	5.6°		
	16"					12.8°	11.0°	9.6°	7.7°	6.3°		
	18"					14.5°	12.4°	10.8°	8.6°	7.1°		
	20"						13.8°	12.0°	9.6°	7.9°		
	22"							13.2°	10.6°	8.7°		
	24"							14.5°	11.5°	9.5°		
	26"								12.5°	10.2°		
	28"								13.5°	11.0°		
30"								14.5°	11.8°			
32"									12.5°			
34"									13.3°			
36"									14.5°			


## Instructions For Unfolding P.V.I. Multi-fold Ramp

- Step 1. Position the ramp approximately the ramp's length out from step, van or platform. Stand ramp up on end with the open ends down and the handle side toward you. Reach down and lift first half of the ramp toward the step or landing area and set it down on top of support. Make sure hook is pressed firmly against step.
- Step 2. Open top half of ramp.
- Step 3. Unfold top half of ramp towards you and once again make sure that ramp hooks are pressed firmly against landing area.

### Step 1



### Step 2



### Step 3



**PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC.  
LIMITED WARRANTY**

1. LIMITED LIFETIME WARRANTY- THE FOLLOWING APPLIES TO ALL END PURCHASERS OTHER THAN RESIDENTS OF THE STATE OF CALIFORNIA\*:

PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. warrants to the original end purchaser of the product that the product is free from defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, abuse, neglect, alteration, accident, usage not in accordance with product instructions, acts of God, or improper installation, or that has been used for rental purposes or repaired by someone other than PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. This warranty does not cover normal deterioration of the product due to wear and exposure.

\*(FIVE YEAR WARRANTY-THE FOLLOWING APPLIES TO RESIDENTS OF THE STATE OF CALIFORNIA: For a period of five years after the purchase of the product by the original end purchaser of the product, PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. warrants to the original end purchaser of the product that the product is free from defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, abuse, neglect, alteration, accident, usage not in accordance with product instructions, acts of God, or improper installation, or that has been used for rental purposes or repaired by someone other than PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. This warranty does not cover normal deterioration of the product due to wear and exposure.)

2. This warranty is limited to repairing or replacing, at the option of PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC., any product that is returned to PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. and is reasonably determined by PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. to be defective. The repair or replacement of a defective product under this warranty will be made by PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. without charge for parts or labor. This excludes shipping or delivery charges to and from PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC.'s place of business. If the product has been discontinued, PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. may replace the product with a new product of comparable value and function. PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. also reserves the right to refund the purchase price as its exclusive warranty remedy.

3. Any claim alleging that the product fails to conform to this warranty may be made only by the original end purchaser and only while such purchaser owns the product. A defective product that is covered by this warranty must be returned, at the purchaser's expense, along with proof of date of original purchase (such as receipt, check or other document PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. deems acceptable that shows the date of purchase and the identity of the product and purchaser), along with a description of the alleged defect, to PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC., 2620 Industrial Drive, Fairbury, Nebraska 68352.

4. EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, AND PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. DISCLAIMS AND NEGATES ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, CONFORMITY TO MODELS OR SAMPLES, OR ANY WARRANTIES OR INDEMNITIES AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT WILL PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR FOR ANY LIABILITY IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

5. Before using the product, the purchaser must first determine the suitability of the product for its intended use, and the purchaser assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith.

6. No person, agent, distributor, dealer or company is authorized to change, amend or modify the terms of this warranty.

7. This warranty gives the purchaser specific legal rights, and the purchaser may also have other rights that vary from state to state.

8. The purchaser may not assign the purchaser's rights or obligations under this warranty without the prior written consent of PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC.

**WARNUNG**  
**VOR GEBRAUCH DER RAMPE MUSS DIE**  
**BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN**  
**UND VERSTANDEN WERDEN.**

Rampen von P.V.I. sind für Rollstühle und Elektromobile bestimmt. Rampen von P.V.I. haben eine nominale Nutzlast von 800 lb (363 kg). Dieser Nennwert basiert auf einem Fahrzeug mit zwei Achsen und gleichmäßig verteilter Last. Zu Ihrer Sicherheit sollte bei der Verwendung von Rampen immer eine Betreuungsperson oder Pflegehilfe anwesend sein.

Die richtige Anbringung der Rampe ist für sicheres Be- und Entladen unerlässlich. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Auflage am oberen Ende fest an der Stufe oder am Absatz anliegt. Anderenfalls kann die Rampe während der Nutzung von der Stufe rutschen. Wenn möglich, verwenden Sie die mitgelieferten Stahlstiften zur Verriegelung der Rampe. Obwohl die Rampen von P.V.I. leicht sind, sollten sie mit sicheren Hebetechneiken angehoben werden. Anweisungen zum Ein- und Ausklappen befinden sich neben dem Griff an der Rampe.

Steigung: P.V.I. empfiehlt dringend, das Steigungsverhältnis auf maximal 3:12 zu beschränken. Beispiel: Bei einer Rampenlänge von 6 Fuß (1,80 m) darf die Stufe nicht höher als 18 Zoll (45 cm) sein. Diese Neigung gilt nur für unbesetzte Rollstühle oder Elektromobile. Bei besetzten Rollstühlen oder Elektromobilen darf das Verhältnis nicht größer als 2:12 sein, und es ist Unterstützung von einer qualifizierten Person nötig. Beispiel: Bei einer Rampenlänge von 6 Fuß (1,80 m) darf die Stufe nicht höher als 12 Zoll (30 cm) sein.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf Ihrer neuen mobilen Rampe von P.V.I. entschieden haben. Prairie View Industries ist ständig bestrebt, die hochwertigsten Rollstuhlrampen auf dem heutigen Markt herzustellen. Andere Unternehmen haben unser Design zwar nachgebaut, jedoch nicht in der Qualität, die wir für unsere Produkte garantieren. Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch und auf Ihrer Rampe.

1. Bei der Verwendung aller mobilen Rampen wie dieser ist GRUNDSÄTZLICH Hilfestellung von einer qualifizierten Person erforderlich.
2. Bei besetztem Fahrzeug darf die Steigung AUF KEINEN FALL mehr als 2 Zoll (5 cm) Höhe pro 12 Zoll (30 cm) Länge betragen.
3. GRUNDSÄTZLICH sicherstellen, dass das obere Ende der Rampe an der Stufe oder am Absatz gesichert ist. Möglicherweise muss das obere Ende mit den mitgelieferten Stahlstiften am Treppenabsatz gesichert werden.
4. Die Herstelleranweisungen für den Rollstuhl oder das Elektromobil sind GRUNDSÄTZLICH zu befolgen.
5. Schnallen Sie sich IMMER an.
6. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE STEIGUNG:

**STEIGUNGSVERHÄLTNIS 1:12 (4,8°)**


1. Empfehlung des US-Bundesgesetzes ADA (Americans with Disabilities Act) für das Gefälle von langen (max. 30 Fuß/9 m) Rampen für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch.
2. Geeignet für die meisten nicht unterstützten Fahrer manueller Rollstühle (wobei P.V.I. jedoch immer Hilfestellung empfiehlt).

**STEIGUNGSVERHÄLTNIS 2:12 (9,5°)**

Akzeptables Gefälle für besetzte Rollstühle oder Elektromobile mit qualifizierter Hilfestellung.

**STEIGUNGSVERHÄLTNIS 3:12 (14,5°)**

Zum Laden UNBESETZTER Rollstühle und Elektromobile.



H  
Ö  
H  
E  
N  
U  
N  
T  
E  
R  
S  
C  
H  
I  
E  
D  
  
I  
N  
Z  
O  
L  
L

	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	10'	12'
3"	7.2°	4.8°	3.6°	2.9°	2.4°	2.0°	1.8°	1.4°	1.2°
4"	9.6°	6.4°	4.8°	3.8°	3.2°	2.7°	2.4°	1.9°	1.6°
5"	12.0°	8.0°	6.0°	4.8°	4.0°	3.7°	3.0°	2.4°	2.0°
6"	14.5°	9.6°	7.2°	5.7°	4.8°	4.1°	3.6°	2.9°	2.4°
7"	17.0°	11.2°	8.4°	6.7°	5.6°	4.8°	4.2°	3.3°	2.8°
8"		12.8°	9.6°	7.7°	5.4°	5.5°	4.8°	3.8°	3.2°
9"		14.5°	10.8°	8.6°	7.2°	6.2°	5.4°	4.3°	3.6°
10"		16.1°	12.0°	9.6°	8.0°	6.8°	6.0°	4.8°	4.0°
12"			14.5°	11.5°	9.6°	8.2°	7.2°	5.7°	4.8°
14"				13.5°	11.2°	9.6°	8.4°	6.7°	5.6°
16"					12.8°	11.0°	9.6°	7.7°	6.3°
18"					14.5°	12.4°	10.8°	8.6°	7.1°
20"						13.8°	12.0°	9.6°	7.9°
22"							13.2°	10.6°	8.7°
24"							14.5°	11.5°	9.5°
26"								12.5°	10.2°
28"								13.5°	11.0°
30"								14.5°	11.8°
32"									12.5°
34"									13.3°
36"									14.5°

R  
A  
M  
P  
E  
N  
N  
E  
I  
G  
U  
N  
G  
  
I  
N  
G  
R  
A  
D



## Anweisungen zum Ausfalten der Multifold-Rampe von P.V.I.

Schritt 1. Setzen Sie die Rampe ca. eine Rampenlänge von der Stufe, Plattform oder dem Fahrzeugliff entfernt an. Stellen Sie die Rampe auf die Kante. Die offenen Enden müssen nach unten zeigen und Sie müssen sich auf der Seite mit dem Griff befinden. Heben Sie die erste Hälfte der Rampe zur Stufe oder zum Absatz an und legen Sie sie auf die Stützfläche. Achten Sie darauf, dass die Auflage fest an der Stufe anliegt.


Schritt 2. Öffnen Sie die obere Hälfte der Rampe.

Schritt 3. Falten Sie die obere Rampenhälfte zu sich hin auf und achten Sie hierbei wiederum darauf, dass die Auflagen der Rampe fest am Absatz anliegen.

### Schritt 1



### Schritt 2



### Schritt 3



**PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC.**  
**BESCHRÄNKTE GARANTIE**

1. BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF LEBENSDAUER. FOLGENDES GILT FÜR ALLE ENDKUNDEN (MIT AUSNAHME VON PERSONEN MIT WOHNSTZIT IM US-BUNDESSTAAT KALIFORNIEN\*): PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. gewährleistet gegenüber dem ursprünglichen Endkäufer des Produkts, dass das Produkt bei normalen Einsatzbedingungen keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch falschen Gebrauch, Missbrauch, mangelnde Instandhaltung, Umbau, Unfall, nicht in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Gebrauch, höhere Gewalt, falsche Installation, Vermietung oder Reparatur durch Personen außerhalb von PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. beschädigt wurden. Diese Garantie deckt den normalen Produktverschleiß infolge von Abnutzung und Witterung nicht ab.

\*(FÜNFJÄHRIGE GARANTIE. FOLGENDES GILT FÜR ENDKUNDEN MIT WOHNSTZIT IM US-BUNDESSTAAT KALIFORNIEN: Für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Erwerb des Produkts durch den ursprünglichen Endkäufer gewährleistet PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. gegenüber dem ursprünglichen Endkäufer des Produkts, dass das Produkt bei normalen Einsatzbedingungen keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch falschen Gebrauch, Missbrauch, mangelnde Instandhaltung, Umbau, Unfall, nicht in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Gebrauch, höhere Gewalt, falsche Installation, Vermietung oder Reparatur durch Personen außerhalb von PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. beschädigt wurden. Diese Garantie deckt den normalen Produktverschleiß infolge von Abnutzung und Witterung nicht ab.)

2. Diese Garantie ist auf die Reparatur bzw. den Ersatz nach Ermessen von PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. beschränkt. Sie gilt für Produkte, die an PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. zurückgesendet und von PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. in angemessener Weise als defekt befunden werden. Die Reparatur bzw. der Ersatz defekter Produkte im Rahmen dieser Garantie erfolgt durch PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC., und es werden keine Teile- und Arbeitskosten berechnet. Hiervon ausgenommen sind die Versand- oder Lieferkosten an die und von der Geschäftsstelle von PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. Falls das Produkt nicht mehr hergestellt wird, kann es PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. durch ein neueres, in Wert und Funktion gleichwertiges Produkt ersetzen. PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. behält sich außerdem das Recht vor, als einzige Garantieleistung den Kaufpreis zu erstatten.

3. Nur der ursprüngliche Endkäufer hat das Recht, einen Anspruch zu erheben, wenn das Produkt nicht dieser Garantie entspricht, und nur so lange wie er Eigentümer des Produkts ist. Defekte Produkte, die von dieser Garantie abgedeckt sind, müssen auf Kosten des Käufers zusammen mit dem Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums (z. B. Kassenbon, Rechnung oder anderes Dokument, das PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. als angemessen ansieht und aus dem sowohl das Kaufdatum als auch die Identität des Produkts und des Käufers hervorgehen) und mit einer Beschreibung des mutmaßlichen Defekts an PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC., 2620 Industrial Drive, Fairbury, Nebraska 68352, USA zurückgesendet werden.

4. MIT AUSNAHME DER VORLIEGENDEN GARANTIE ÜBERNIMMT PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. KEINERLEI GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT. PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. LEHNT ALLE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, DARUNTER U. A. IMPLIZIERTE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, KONFORMITÄT MIT MODELLEN ODER MUSTERN BZW. GARANTIEN ODER HAFTUNGSFREISTELLUNG FÜR SCHÄDEN VON GEISTIGEM EIGENTUM. IN EINIGEN BUNDESSTAATEN SIND BESCHRÄNKUNGEN IMPLIZITER GARANTIEN NICHT ZULÄSSIG. DAHER TREFFEN DIESE BESCHRÄNKUNGEN U. U. NICHT AUF SIE ZU.

PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. ÜBERNIMMT AUF KEINEN FALL DIE HAFTUNG FÜR INDIREKTE, SONDER-, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER FÜR SUMMEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS HINAUSGEHEN.

5. Vor Gebrauch des Produkts muss der Käufer zuerst die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck bestätigen, und der Käufer übernimmt alle Risiken und Haftung jeglicher Art im Zusammenhang damit.

6. Keine Person (Vertreter, Distributor, Händler oder Unternehmen) ist berechtigt, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern oder zu ergänzen.

7. Diese Garantie gewährt dem Käufer bestimmte gesetzliche Rechte. Außerdem können ihm je nach Bundesstaat weitere Rechte zustehen.

8. Der Käufer darf seine Käuferrechte oder -verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. abtreten.

**ATTENTION**  
**BIEN LIRE ET COMPRENDRE LES INSTRUCTIONS**  
**AVANT D'UTILISER LA RAMPE.**

Les rampes P.V.I. sont conçues pour les fauteuils roulants et les scooters électriques. Les rampes P.V.I. ont une pondération de 800 livres (363 kg). Cette pondération correspond à des charges sur double essieu uniformément distribuées. Pour votre sécurité, un aidant devrait être présent à tout moment lors de l'utilisation de la rampe.

Une installation correcte de la rampe est nécessaire pour assurer son utilisation en toute sécurité. S'assurer que la languette (lame supérieure) repose fermement sur la marche ou la plateforme avant de monter sur la rampe. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une dislocation de la rampe pendant son utilisation. Lorsque cela est possible, utiliser les tiges en acier fournies pour verrouiller la rampe en place. Bien que les rampes P.V.I. portatives soient légères, les bonnes pratiques en matière de levage devraient être suivies. Pour les instructions de pliage et dépliage, se référer au diagramme situé en regard de la poignée de la rampe.

Recommandations en matière de pente : P.V.I. recommande fortement que les utilisateurs n'excèdent pas le rapport 3:12. Exemple : si la rampe fait 6 pieds de long, la hauteur maximale de la marche ou plateforme ne devrait pas dépasser 18 pouces. Ce degré d'inclinaison est recommandé uniquement pour les fauteuils ou scooters vides. Les fauteuils ou scooters occupés ne devraient jamais dépasser un rapport 2:12, et un aidant ou assistant qualifié devrait être présent. Exemple : Si la rampe fait 6 pieds de long, la hauteur maximale de la marche ou plateforme ne devrait pas dépasser 12 pouces.

Nous vous remercions d'avoir choisi la rampe d'accès portative P.V.I. Prairie View Industries s'engage à fabriquer des rampes d'accès de la plus haute qualité disponibles sur le marché. Bien que d'autres sociétés proposent des produits imitant notre concept, leur qualité reste inférieure et, contrairement à nos produits, n'est pas garantie. Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent dans ce manuel et sur la rampe.

1. **TOUJOURS** avoir une personne qualifiée présente lors de l'utilisation de cette rampe ou toute autre rampe portative.
2. Ne **JAMAIS** utiliser sur une pente de plus de 2 po x 12 po avec un fauteuil ou scooter occupé.
3. **TOUJOURS** s'assurer que la languette en haut de la rampe repose fermement sur la marche ou la plateforme avant de monter sur la rampe. Il peut être nécessaire d'ancrer le haut de la rampe à la marche/au palier à l'aide des tiges en acier fournies.
4. **TOUJOURS** suivre les recommandations du fabricant du fauteuil ou du scooter.
5. **TOUJOURS** utiliser la ceinture sous-abdominale.
6. **RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PENTE :**

**PENTE 1:12 (4,8 degrés)**


1. Pente recommandée par l'ADA pour des rampes résidentielles et commerciales longues (jusqu'à 30 pi/9 m)
2. Convient à la plupart des utilisateurs de fauteuils roulants manuels non assistés. Toutefois, PVI recommande toujours d'être assisté.

**PENTE 2:12 (9,5 degrés)**

Degré de pente acceptable pour une rampe portative utilisée par une personne assise sur son fauteuil roulant ou son scooter, avec un aidant.

**PENTE 3:12 (14,5 degrés)**

Pour le chargement de fauteuils et scooters VIDES.



		LONGUEUR DE LA RAMPE									
		2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	10'	12'	
É L E V A T I O N  D E  L A  R A M P E  E N  P O U C E S	3"	7.2°	4.8°	3.6°	2.9°	2.4°	2.0°	1.8°	1.4°	1.2°	I N C L I N A I S O N  D E  L A  R A M P E  E N  D E G R E S
	4"	9.6°	6.4°	4.8°	3.8°	3.2°	2.7°	2.4°	1.9°	1.6°	
	5"	12.0°	8.0°	6.0°	4.8°	4.0°	3.7°	3.0°	2.4°	2.0°	
	6"	14.5°	9.6°	7.2°	5.7°	4.8°	4.1°	3.6°	2.9°	2.4°	
	7"	17.0°	11.2°	8.4°	6.7°	5.6°	4.8°	4.2°	3.3°	2.8°	
	8"		12.8°	9.6°	7.7°	5.4°	5.5°	4.8°	3.8°	3.2°	
	9"		14.5°	10.8°	8.6°	7.2°	6.2°	5.4°	4.3°	3.6°	
	10"		16.1°	12.0°	9.6°	8.0°	6.8°	6.0°	4.8°	4.0°	
	12"			14.5°	11.5°	9.6°	8.2°	7.2°	5.7°	4.8°	
	14"				13.5°	11.2°	9.6°	8.4°	6.7°	5.6°	
	16"					12.8°	11.0°	9.6°	7.7°	6.3°	
	18"					14.5°	12.4°	10.8°	8.6°	7.1°	
	20"						13.8°	12.0°	9.6°	7.9°	
	22"							13.2°	10.6°	8.7°	
	24"							14.5°	11.5°	9.5°	
	26"								12.5°	10.2°	
	28"								13.5°	11.0°	
	30"								14.5°	11.8°	
32"									12.5°		
34"									13.3°		
36"									14.5°		

## Instructions pour le dépliage de la rampe à articulations multiples P.V.I.

Étape 1. Positionner la rampe devant la marche, la camionnette ou la plateforme à une distance correspondant approximativement à la longueur de la rampe. Placer la rampe à la verticale, les extrémités ouvertes reposant sur le sol et le côté avec la poignée vers vous. Déplier la section supérieure de la rampe en direction de la marche ou plateforme, et la poser sur la partie haute de la surface à franchir. S'assurer que la languette repose fermement sur la marche.


Étape 2. Ouvrir le volet sur la section inférieure de la rampe.

Étape 3. Déplier ce volet vers vous, en s'assurant encore une fois que les languettes sont fermement appuyées sur la marche/plateforme.

### Étape 1



### Étape 2



### Étape 3



**PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC.**  
**GARANTIE LIMITÉE**

1. GARANTIE LIMITÉE À VIE - CE QUI SUIT S'APPLIQUE À TOUS LES ACHETEURS FINALS, À L'EXCEPTION DES RÉSIDENTS DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE\* :

PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. garantit à l'acheteur final d'origine du produit que ledit produit est exempt de défaut matériel et/ou de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation et d'un service normal. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit endommagé suite à une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte ou abusive, une modification, un accident, une utilisation non conforme aux instructions du produit, une catastrophe naturelle, ou une installation incorrecte, ou s'il a été utilisé à des fins de location ou réparé par toute personne autre que PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. Cette garantie ne couvre pas la détérioration normale du produit au fil du temps.

\*(GARANTIE DE CINQ ANS - CE QUI SUIT S'APPLIQUE AUX RÉSIDENTS DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE : Pendant une période de cinq ans après l'achat du produit par l'acheteur final d'origine, PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. garantit à l'acheteur final d'origine que ledit produit est exempt de défaut matériel et/ou de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation et d'un service normal. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit endommagé suite à une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte ou abusive, une modification, un accident, une utilisation non conforme aux instructions du produit, une catastrophe naturelle, ou une installation incorrecte, ou s'il a été utilisé à des fins de location ou réparé par toute personne autre que PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. Cette garantie ne couvre pas la détérioration normale du produit au fil du temps.)

2. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à la discrétion de PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC., de tout produit retourné à PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC et déterminé être raisonnablement défectueux par PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. La réparation ou le remplacement d'un produit défectueux en vertu de cette garantie sera déterminé par PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC et effectué sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. Ceci exclut les frais d'envoi ou de livraison vers et depuis PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. Si le produit a été discontinué, PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC peut décider de le remplacer par un nouveau produit de valeur et d'utilité comparables. PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC se réserve également le droit de rembourser le prix d'achat, en recours exclusif de garantie.

3. Toute réclamation selon laquelle le produit n'est pas conforme à cette garantie ne peut être faite que par l'acheteur final d'origine, et uniquement tant que le produit est sa propriété. Un produit défectueux couvert par cette garantie doit être retourné, à la charge de l'acheteur, avec une preuve de la date d'achat d'origine (telle qu'un reçu, un talon de chèque ou autre document que PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC juge acceptable et sur lequel la date d'achat et l'identité du produit et de l'acheteur apparaissent) et une description du défaut présumé à PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC., 2620 Industrial Drive, Fairbury, Nebraska 68352, États-Unis.

4. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. DÉCLINE ET NIE TOUTE AUTRE GARANTIE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE CONFORMITÉ À DES MODÈLES OU DES ÉCHANTILLONS, OU TOUTE GARANTIE OU INDEMNITÉ CONTRE LA VIOLATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS DE LIMITES SUR LES GARANTIES IMPLICITES. CES LIMITATIONS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, FORTUIT OU CONSÉCUTIF, ET SA RESPONSABILITÉ NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

5. Avant d'utiliser le produit, l'acheteur devra en premier lieu déterminer son adaptabilité à l'usage prévu, et assumer la responsabilité et les risques découlant de l'utilisation dudit produit.

6. Aucune personne ou société, ni aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, réviser ou modifier les dispositions de la présente garantie.

7. Cette garantie donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, et l'acheteur peut également disposer de droits supplémentaires en fonction de son état de résidence.

8. L'acheteur ne pourra céder les droits ou obligations d'acheteur en vertu de cette garantie sans l'accord écrit préalable de PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC.



**Prairie View Industries, Inc.  
PO Box 575  
Fairbury, NE 68352**

**PLEASE CONTACT YOUR  
AUTHORIZED DEALER FOR PRODUCT  
QUESTIONS OR INQUIRES.**

**BITTE WENDEN SIE SICH BEI FRAGEN  
ZUM PRODUKT ODER BEI ANFRAGEN  
AN IHREN AUTORISIERTEN HÄNDLER.**

**VEUILLEZ CONTACTER VOTRE  
REVENDEUR AUTORISÉ POUR TOUTE  
QUESTION CONCERNANT LE PRODUIT.**

**Meyra Group  
Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry  
Denmark**

**[www.my-netti.com](http://www.my-netti.com)**

2024-03-11

# WARRANTY REGISTRATION CARD

(GARANTIEREGISTRIERUNGSKARTE)  
(CARTE D'ENREGISTREMENT DE GARANTIE)

NAME \_\_\_\_\_

(NAME) (NOM)

COMPANY NAME \_\_\_\_\_

(FIRMENNAME) (NOM DE LA SOCIÉTÉ)

ADDRESS \_\_\_\_\_

(ADRESSE)

CITY \_\_\_\_\_ STATE \_\_\_\_\_ ZIP \_\_\_\_\_

(ORT) (VILLE)

(BUNDESSTAAT) (ÉTAT)

(PLZ) (CODE POSTAL)

DATE OF PURCHASE \_\_\_\_\_

(KAUFDATUM) (DATE D'ACHAT)

WHERE PURCHASED \_\_\_\_\_

(KAUFORT) (LIEU D'ACHAT)

MODEL # \_\_\_\_\_ SERIAL # \_\_\_\_\_

(MODELL-NR) (N° DE MODÈL)

(SERIEN-NR) (N° DE SÉRIE)



Please cut out card, fill out registration form, and mail to PVI.

Bitte Karte ausschneiden, Registrierungsformular ausfüllen und per Post an P.V.I. senden.

Veuillez découper la carte, renseigner le formulaire d'enregistrement, et l'envoyer à PVI.

## Want to save a stamp?

Fill out our digital warranty card online at

<https://www.pvimanufacturing.com/wp-content/uploads/2021/02/Digital-PVI-Ramps-Warranty-Card.pdf>

## Alternative zur Post?

Füllen Sie unsere digitale Garantiekarte online aus unter

<https://www.pvimanufacturing.com/wp-content/uploads/2021/02/Digital-PVI-Ramps-Warranty-Card.pdf>

## Vous voulez économiser le timbre?

Renseignez notre carte de garantie numérique en ligne sur

<https://www.pvimanufacturing.com/wp-content/uploads/2021/02/Digital-PVI-Ramps-Warranty-Card.pdf>