



Netti[®] **4U CE Plus**

GMDN 41620

Manual do usuário



Esse produto está em conformidade com o regulamento MDR (UE) 2017/745 para produtos médicos.

UM0101 POR 2022-03

*inspire
joy of life*

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	4
1.1	ÁREAS DE USO / INDICAÇÕES PARA NETTI 4U CE PLUS / CES PLUS	5
1.2	CONTRAINDICAÇÕES	5
1.3	QUALIDADE E DURABILIDADE	5
1.4	AMBIENTE E DESCARTE DE RESÍDUOS	6
1.5	INFORMAÇÕES PARA REUTILIZAÇÃO	6
1.6	ACERCA DESSE MANUAL	7
1.7	MEDIDAS VITAIS	7
2.	GUIA RÁPIDO	8
3.	DESCRIÇÃO	9
4.	CARACTERÍSTICAS DA NETTI 4U CE PLUS / CES PLUS	10
5.	ACESSÓRIOS	11
5.1	MONTAGEM DO CINTO DE POSTURA	13
6.	MONTAGEM E AJUSTE	14
6.1	DESEMPACOTAMENTO	14
6.2	RODA PRINCIPAL	14
6.3	RODÍZIOS DIANTEIROS	15
6.4	REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO	15
6.5	ENCOSTO	16
6.6	ALMOFADAS DO ENCOSTO	17
6.7	AJUSTE DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO	18
6.8	DISPOSITIVOS ANTIQUEDA	18
6.9	ALMOFADA DO ASSENTO	19
6.10	APOIOS DE PERNAS	19
6.11	APOIO DE CABEÇA	22
6.12	APOIO DE BRAÇOS	24
6.13	AJUSTAR OS FREIOS DE ESTACIONAMENTO	25
7.1	ÂNGULO DO ASSENTO	27
7.	ÂNGULO / INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ÂNGULO / RECLINAÇÃO DO ENCOSTO	27
7.2	ÂNGULO DO ENCOSTO	27
7.3	PALAVRAS-CHAVE RELATIVAS À INCLINAÇÃO E RECLINAÇÃO	28
7.4	DIMINUIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESLIZAMENTO, CISALHAMENTO E ÚLCERAS DE PRESSÃO	28
7.5	OPERAR O MANÍPULO DE INCLINAÇÃO: INCLINAR A UNIDADE DO ASSENTO	29
7.6	OPERAÇÃO DO MANÍPULO DO RECLINADOR: RECLINAR O ENCOSTO	30

8.	MANOBRAS	30
8.1	TÉCNICAS GERAIS	30
8.2	TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – SUBIR –	31
8.3	TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – DESCER –	31
8.4	TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – DECLIVE –	32
8.5	TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – SUBIR ESCADAS –	32
8.6	TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – SUBIR ESCADAS –	33
8.7	TRANSFERÊNCIA	33
8.8	LEVANTAR A CADEIRA DE RODAS	34
8.9	ARO DE PROPULSÃO	35
9.	TRANSPORTE	36
9.1	TRANSPORTE NO AUTOMÓVEL	36
9.2	DOBRAGEM PARA TRANSPORTE	38
9.3	TRANSPORTE EM AVIÃO	38
9.4	VIAJAR EM TRANSPORTES PÚBLICOS	39
10.	MANUTENÇÃO	40
10.1	INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO	40
10.2	LIMPEZA E LAVAGEM	40
10.3	ARMAZENAMENTO DE LONGA DURAÇÃO	41
11.	TABELA DAS MEDIDAS VITAIS	42
12.	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	43
13.	TESTES E GARANTIA	44
13.1	TESTES	44
13.2	GARANTIA	44
13.3	RECLAMAÇÕES	45
13.4	ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS/INDIVIDUAIS NETTI	45
13.5	COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS	46
13.6	SERVIÇO E REPARO	46
14.	MEDIDAS E PESO	47

1. INTRODUÇÃO



As cadeiras de rodas Netti 4U CE PLUS / CES PLUS se destinam tanto para uso no interior como no exterior. Elas foram testadas em conformidade com a norma DIN EN 12183:2014. Os testes foram realizados pela TÜV Süd Product Service GmbH na Alemanha.

Na Alu Rehab acreditamos que as cadeiras de rodas devem ser escolhidas com base em uma avaliação completa centrada nas necessidades do usuário e demandas do ambiente. Portanto, é importante conhecer as possibilidades e restrições da cadeira de rodas. A Netti 4U CE PLUS e CES PLUS são cadeiras de rodas concebidas para usuários com a necessidade de conforto e alívio. A combinação entre o sistema de assento e as soluções ergonômicas na construção do chassi oferece muitas possibilidades de adaptação e ajustes.

As cadeiras de rodas foram concebidas para uso interior e exterior, e oferecem a possibilidade de variar a posição do assento, de atividade para descanso, utilizando as funções de inclinação e reclinção.

A Netti 4U CE PLUS está disponível em 2 versões:
Netti 4U CE PLUS com profundidades de assento padrão.
Netti 4U CES PLUS para usuários com necessidade de uma profundidade de assento mais curta.

Peso máximo do usuário: 135 kg.



Ao montar acessórios como o kit de alimentação, etc., o peso dos acessórios deve ser subtraído do peso máximo do usuário.



As especificações variam entre países.



A cadeira de rodas Netti 4U CE PLUS está identificada na Global Medical Device Nomenclatura GMDN 41620 Cadeira de rodas, acionada pelo ocupante/acompanhante, acionada pelas rodas traseiras, não dobrável.

1.1 ÁREAS DE USO / INDICAÇÕES PARA NETTI 4U CE PLUS / CES PLUS

A Netti 4U CE PLUS / CES PLUS são cadeiras de rodas multifuncionais para pessoas jovens e adultas parcialmente ou totalmente imóveis com deficiências físicas e / ou mentais. Essas deficiências podem ter várias causas.

A Netti 4U CE PLUS / CES PLUS tem um assento ajustável e reclinção do encosto, facilitando assim a mudança de posição, mobilização ou correção da postura (estabilização) do usuário, sempre que estejam presentes os seguintes impedimentos funcionais com as suas múltiplas causas possíveis:

- mobilidade limitada ou inexistente
- força muscular limitada ou ausente
- alcance de movimento limitado
- falta ou estabilidade limitada do tronco e do corpo
- hemiplegia
- doenças do tipo reumático
- lesões craniocerebrais
- amputações
- outros distúrbios neurológicos ou geriátricos.

1.2 CONTRAINDICAÇÕES

A Netti 4U CE PLUS/ CES PLUS não é adequada para pessoas com uma espasticidade muscular fortemente aumentada. Nesse caso, recomendamos a Netti Dynamic System, que oferece uma construção do chassis que segue o padrão de movimento do usuário. Ignorar esse aviso pode, em circunstâncias desfavoráveis, levar à deformação ou fratura de peças metálicas na área do tubo traseiro, dos apoios de braços e pernas.

1.3 QUALIDADE E DURABILIDADE

As cadeiras de rodas Netti 4U CE PLUS / CES PLUS são testadas pela TÜV Süd Product Service GmbH, na Alemanha, de acordo com a norma europeia DIN EN 12183:2014.



Como fabricante, a Alu Rehab A.S avalia o teste para ser igual a 5–6 anos de uso normal da cadeira. A incapacidade do usuário, bem como o nível de manutenção feito acima de tudo, decide a durabilidade da cadeira de rodas. Assim, a durabilidade irá variar dependendo desses dois fatores.

1.4 AMBIENTE E DESCARTE DE RESÍDUOS

A Alu Rehab e os seus fornecedores desejam proteger o ambiente.



Isso significa:

- Que evitamos utilizar, na medida do possível, substâncias e processos nocivos para o ambiente.
- Que os produtos da Alu Rehab garantem uma longa vida útil e um elevado grau de flexibilidade, para beneficiar o ambiente e a economia.
- Que todas as embalagens podem ser recicladas.
- Que a cadeira de rodas foi projetada para ser separada em seus componentes materiais – para facilitar a reciclagem.



Contate seu agente de reciclagem local para obter informações corretas sobre como proceder em sua área.



Netti 4U CE PLUS / CES PLUS foram concebidas para uma gama de temperatura de -10 °C a 40 °C.

1.5 INFORMAÇÕES PARA REUTILIZAÇÃO

Todos os produtos da Alu Rehab foram concebidos para proporcionar anos de serviço sem manutenção. Todos os produtos podem ser adaptados para reutilização por um vendedor autorizado. Para garantir o desempenho e a segurança, a Alu Rehab recomenda os seguintes testes antes de qualquer reutilização.

Examinar os seguintes componentes quanto a funcionamento, integridade, etc. e substituir as peças conforme necessário:

- Rodas (piso do pneu)
- Chassis da cadeira de rodas
- Rodízios dianteiros e liberação rápida
- Cubos
- Função de frenagem
- Estabilidade direcional das rodas
- Rolamentos: teste de desgaste e lubrificação
- Almofadas
- Apoios de pernas
- Apoios de braços
- Função de reclinção/inclinação
- Barra / pegas de empurrar
- Dispositivo antiqueda

Ter também em atenção o conteúdo do capítulo 10.2 Limpeza e conservação.

Por motivos de higiene: substituir o apoio de cabeça para um novo usuário.

DISPOSITIVO ANTIQUEDA

Corretamente instalado, o dispositivo antiqueda evita o capotamento da cadeira para trás. Recomendamos vivamente a utilização dos dispositivos antiqueda.

Últimas atualizações do manual do usuário, notas de segurança do produto, endereços e outras informações sobre produtos, como recolhas, etc., serão publicados em nossa página web.

1.6 ACERCA DESSE MANUAL

Para evitar danos durante o uso da cadeira de rodas Netti 4U CE PLUS / CES PLUS, por favor ler esse manual cuidadosamente antes de começar a usar a cadeira.



Símbolo de ações proibidas. Nenhuma garantia pode ser reclamada sempre que essas ações forem implementadas.



Símbolo de aviso. Sempre que esse símbolo for utilizado, é necessário ter cuidado.



Símbolo para informações importantes.



Símbolo para dicas úteis.



Símbolo para ferramentas.



Símbolo de declive seguro com freio de estacionamento.



Símbolo para peso máximo do usuário.



Símbolo para dispositivo médico



Fabricante: nome + endereço



Data de fabrico



Número de série do produto



Ler as instruções

Ter em atenção que esse manual está atualizado de acordo com o ano e a data indicados em cada página.

Manual do usuário na Internet: www.my-netti.com

Para uma melhor legibilidade (vantajosa para usuários com desafios de visibilidade), consultar nosso manual do usuário em nossa página de Internet: www.My-Netti.com – manuais – manual do usuário Netti 4U CE PLUS / CES PLUS.

1.7 MEDIDAS VITAIS

As cadeiras de rodas Netti 4U CE PLUS e CES PLUS são cadeiras confortáveis que se destinam para uso no interior e no exterior.



As especificações variam entre países.

PESO TOTAL: 28,5 KG
(cadeira com 450 mm de largura)

LARGURA DO ASSENTO:

350 , 400 , 450, 500 mm



PROFUNDIDADE DO ASSENTO:


(Da almofada do encosto até à parte da frente da placa do assento)



CE PLUS: 425, 450, 475, 500 mm
CES PLUS: 375 , 400 , 425, 450 mm

ALTURA DO ASSENTO:

(Do chão até a placa do assento superior usando rodas principais de 24" na posição do orifício superior)



465 mm*

* Alterando a posição das rodas principais, é possível atingir uma altura do assento de 500 mm.

ALTURA DO ENCOSTO:

500 mm*

* Usando o extensor do encosto é proporcionada uma altura do encosto de 600 mm.




Uma tabela com as dimensões da cadeira de rodas está disponível na página 42.

Netti 4U CE PLUS e Netti 4U CES PLUS são cadeiras idênticas, exceto na menor profundidade de assento da Netti 4U CES PLUS.

2. GUIA RÁPIDO

O conteúdo dessa página é um resumo de todo o manual. Ele fornece uma breve introdução ao uso e conservação da cadeira de rodas Netti 4U CE PLUS / CES PLUS.




 **O guia rápido não substitui o manual, ele é apenas uma lista de lembretes/verificações.**


- Desembalar a cadeira de rodas (Capítulo 6.1).
- Montar as rodas principais (Capítulo 6.2).
- Montar os rodízios dianteiros (Capítulo 6.3).
- Montar o encosto e montar o amortecedor de gás reclinável para o encosto utilizando o parafuso de bloqueio. (Capítulo 6.5).
- Montar o apoio de braços (Capítulo 6.11).
- Montar a almofada do assento (Capítulo 6.9).
- Montar os apoios de pernas (Capítulo 6.10).
- Montar o apoio de cabeça (Capítulo 6.11)
- Ajustar o dispositivo antiqueda na posição ativa (Capítulo 6.7).
- Acessório de montagem (Consultar o capítulo 5 para obter mais informações. As descrições de montagem vêm acompanhadas com o acessório.).


AJUSTAR A CADEIRA DE RODAS PARA O USUÁRIO:


Ajustar a profundidade do assento e, eventualmente, o equilíbrio da cadeira de rodas, a altura do apoio de pernas, a altura do apoio de braços, a altura do apoio de cabeça e a profundidade, a altura da almofada do encosto da cadeira.


Para obter mais informações sobre a adaptação da cadeira de rodas para o usuário consultar: www.My-Netti.com Centro de conhecimentos.


-  **Comunicados sobre a segurança do produto e, eventualmente, as recolhas de produtos serão publicados em nossa página de Internet www.My-Netti.com.**
-  **Para resolução de problemas, consultar o capítulo 10. Para obter informações sobre a montagem e os ajustes, consultar o capítulo 6.**
-  **Para pessoas com deficiência visual, os manuais e os catálogos podem ser baixados em www.My-Netti.com.**


 **Conduzir com cuidado!**

 **Ter em atenção que a fricção contra os aros de propulsão pode criar uma superfície quente.**


 **A temperatura da superfície das peças metálicas na estrutura do chassis pode aumentar quando exposta à luz solar direta.**


 **A água salgada pode aumentar o risco de corrosão. Não são necessárias outras precauções relacionadas com as condições ambientais.**


 **Os dispositivos antiqueda devem ser sempre usados para a segurança do usuário.**


 **Quando a cadeira é inclinada para trás, os dispositivos antiqueda e os freios devem estar sempre em uso.**


 **Assegurar o bloqueio correto de todas as alavancas.**

 **Cuidado com o perigo de aperto ao dobrar e desdobrar, inclinar, reclinar e todos os outros movimentos de ajuste.**

 **Nunca permanecer de pé nas placas de pés devido ao risco de capotamento para a frente.**

 **Nunca levantar a cadeira de rodas pelos apoios de pernas, apoios de braços ou apoio de cabeça.**

 **A configuração do produto pode variar entre países diferentes.**


 **As ilustrações podem diferir do produto fornecido.**




 **Em caso de dúvida, contatar seu vendedor!**

3. DESCRIÇÃO

Versão standard *

1. Apoio de cabeça
2. Ajuste de ângulo e profundidade do apoio de cabeça
3. Suporte do apoio de cabeça
4. Barra de empurrar
5. Alavanca de liberação
6. Roda principal
7. Dispositivo antiqueda
8. Freios
9. Rodízios dianteiros
10. Forqueta dianteira
11. Placa de pés
12. Apoio de gêmeos
13. Suporte do apoio de gêmeos
14. Apoio de pernas ajustável em ângulo
15. Almofada do assento
16. Apoio de braços acolchoado
17. Almofada do encosto



-  Se alguma dessas peças estiver faltando, contatar seu vendedor.
-  A configuração do produto pode variar entre países diferentes.
-  Netti 4U CE PLUS e Netti 4U CES PLUS são cadeiras idênticas, exceto na menor profundidade de assento da Netti 4U CES PLUS.

4. CARACTERÍSTICAS DA NETTI 4U CE PLUS / CES PLUS

PADRÃO

ASSENTO

- Almofada distribuidora de pressão Netti Uno
- Inclinação -5° a +20°
- Profundidade do assento ajustável 75 mm

RODAS

- Rodas principais 24" x 1 3/8" antifuro com eixo de liberação rápida
- Aro de propulsão: Alumínio
- Rodízios dianteiros de 7" antifuro com eixo de liberação rápida

As rodas principais padrão podem variar entre países.

PEGA DE EMPURRAR

- Pegas de empurrar ajustáveis em ângulo

FREIOS – freios do usuário

DISPOSITIVO ANTIQUEDA – girável para cima

ENCOSTO

- Ângulo: 90° a 135°
- Altura: 500 mm
- Netti Uno Back

APOIO DE PERNAS

- Apoio de pernas universal ou ajustável em ângulo
- Placas de pés ajustáveis em ângulo e altura
- Amovível

APOIO DE BRAÇOS

- Altura ajustável
- Amovível

APOIO DE CABEÇA

- Ajustável em altura, profundidade e ângulo
- Amovível

ACESSÓRIOS

CINTOS

- Cintos de postura (consultar capítulo 5)

ASSENTO

- Almofadas distribuidoras de pressão

RODAS

- Rodas PU antifuro de 12", 16" e 24x1" com freio de tambor (ver o capítulo 5)
- PU antifuro 22 x 1" e 24 x 1"
- Rodízios dianteiros de 6" e 7" com eixo de liberação rápida
- Rodas pneumáticas

BARRA DE EMPURRAR

- Barra de empurrar ajustável em ângulo e altura

FREIOS – freios de tambor

ENCOSTO

- Extensor do encosto (consultar capítulo 5)
- Apoio lombar e cunha (consultar o capítulo 5)
- Diferentes almofadas de encosto

APOIO DE PERNAS

- Apoio à amputação
- Acolchoamento para apoios de pés

APOIO DE BRAÇOS

- Almofadas Hemi (consultar o capítulo 5)

APOIO DE CABEÇA

- Diferentes modelos de apoio de cabeça (consultar o capítulo 5)

5. ACESSÓRIOS

i O catálogo completo de acessórios e peças de reposição, atualizado a qualquer momento, pode ser baixado a partir de nossa página www.My-Netti.com formulários de encomenda.

CHASSIS

DISPOSITIVO ANTIQUEDA
Com pedal de marcha.

EXTENSÃO DO FREIO
310 mm de comprimento.

EXTENSOR DO CHASSIS
Aumenta a distância entre as rodas principais e os rodízios dianteiros. Reduz o risco de capotamento.

CONJUNTO DE CAVILHAS DE OLHAL
Para fixar a cadeira de rodas em um automóvel.


ENCOSTO

ALMOFADAS DO ENCOSTO
Vários modelos. Por favor contatar seu vendedor.

CUNHA
Aumenta o apoio lateral.

APOIO LOMBAR
Aumenta a curvatura lombar.

EXTENSÃO DO ENCOSTO
Extensor de 120 mm. A utilizar em conjunto com almofada do encosto de 600 mm. Ter em atenção que a cadeira não se torne instável quando o encosto está reclinado.



APOIO LATERAL PARA CORREÇÃO.

Destinado à correção de más posturas na parte superior do tronco.

ALMOFADA
para o apoio lateral

APOIO LATERAL PARA ESTABILIZAÇÃO
Concebido para usuários com estabilidade reduzida na parte superior do tronco. Para uma função ideal, utilizar em conjunto com almofada de estabilização.

ALMOFADA
Para o apoio lateral – Estabilização



ASSENTO

ALMOFADAS DO ASSENTO
Vários modelos. Por favor contatar seu vendedor.

ESTABILIZADOR PÉLVICO

BLOCO DE ABDUÇÃO
O bloco reduz a abdução.
Pequeno: 80 mm de largura
Médio: 110 mm de largura
Grande: 140 mm de largura


CINTOS E ARNESES
Vários modelos:
Cintos de postura com ou sem acolchoamento e com fecho de plástico ou fecho de automóvel (capítulo 5.1 para montagem).



APOIOS DE CABEÇA


APOIO A

Apoio lateral (também com a banda de cabeça).




APOIO B

Pequeno.




APOIO C

Grande.




APOIO D

Conforto.




APOIO E

Apoio lateral.



APOIO F

Apoio de face.



COBERTURA DE HIGIENE

Protege o interior do apoio de cabeça.



ALMOFADA DE CABEÇA

Almofada 40 x 40 cm com enchimento Kopusflex e banda de borracha.



ALMOFADA DE CABEÇA COMFORT

Almofada com enchimento Kopusflex para o apoio de cabeça.



APOIO DE BRAÇOS

AJUSTE DA ALTURA .



APOIO DE BRAÇOS HEMI

Um apoio para usuários hemiplégicos.



APOIO DE PERNAS

AJUSTÁVEL EM ÂNGULO



APOIO DE PERNAS UNIVERSAL

Ajustável em posições fixas entre 33° a 105°, utilizando uma roda de ajuste.



APOIO À AMPUTAÇÃO

ACOLCHOAMENTO PARA SUPORTE DO APOIO DE GÊMEOS

Reduz a pressão.



ALMOFADA PARA GÊMEOS ARTICULADA

O usuário não tem que levantar a perna para a montagem ou desmontagem dos apoios de pés.



PLACA DE PÉS COM BLOQUEIO

O apoio de pés pode ser balançado para o lado como os apoios de pés padrão.



ABRAÇADORES DE TORNZELOS



RODAS

RODA PRINCIPAL
12" e 16" e 24"
com freio de tambor.



RODÍZIOS DIANTEIROS
7" – 175 x 45 Flexel.



PROTETORES DOS RAIOS
Para 20", 22" e 24".
Transparente.



TABULEIROS etc.

2 MODELOS
Girável e
bloqueável.




**ACOLCHOAMENTO PARA
TABULEIRO**
Oferece uma base macia
para o apoio do braço no
tabuleiro.



CONJUNTO DE FERRAMENTAS




SUPORTE DE INFUSÃO
Para fixar no tubo traseiro
da cadeira horizontal.

 O catálogo de peças de reposição e acessórios pode ser baixado a partir de nossa página www.My-Netti.com – downloads – formulários de encomenda.

<http://www.my-netti.com/docs/order-forms/order-form-netti-4u-comfort-ce-plus>

5.1 MONTAGEM DO CINTO DE POSTURA


- Puxar o cinto através do orifício no suporte do cinto de postura.



- Voltar a passar o cinto através da braçadeira do cinto.



- Fixar o suporte do cinto de postura na articulação do encosto, no orifício mais recuado, utilizando os parafusos e porcas incluídos.



-  2 peças chave de bocas de 13 mm.

6. MONTAGEM E AJUSTE

i Para informações sobre a adaptação da cadeira de rodas para o usuário, consultar: My-Netti.com Centro de conhecimentos.

As ferramentas necessárias são descritas em cada capítulo. Os acessórios descritos no capítulo 5 são uma apresentação das opções e serão fornecidos com descrições de montagem separadas.

6.1 DESEMPACOTAMENTO

1. Desembalar todas as peças e verificar se tudo está lá de acordo com a lista da embalagem.
2. Montar as rodas principais (Capítulo 6.2).
3. Montar os rodízios dianteiros (Capítulo 6.3).
4. Verificar e ajustar a profundidade do assento (Capítulo 6.7).
5. Montar o encosto (Capítulo 6.5).
6. Montar os apoios de braços (Capítulo 6.12).
7. Montar a almofada do assento (Capítulo 6.9).
8. Montar os apoios de pernas (Capítulo 6.10).
9. Montar o apoio de cabeça (Capítulo 6.11).
10. Montar quaisquer acessórios (Capítulo 5).

Peso dos componentes (largura da cadeira 450 mm):

Rodas principais:	1,9 kg cada
Dispositivo antiqueda:	0,1 kg cada
Rodízios dianteiros:	0,8 kg cada
Ajuste do ângulo do apoio de pernas:	2 kg cada
Almofada do assento Netti:	1,0 kg
Apoio de cabeça A:	1,0 kg
Apoio de cabeça C:	0,9 kg

6.2 RODA PRINCIPAL

Para montar a roda principal, remover o parafuso de liberação rápida da bucha do cubo. Conduzi-lo através do centro da roda principal e para dentro da bucha do cubo enquanto pressiona o botão no centro.




- !** Para verificar se a roda principal está devidamente fixada ao cubo, retirar o dedo do botão central e puxar a roda principal.
- X** Se a roda principal não bloquear, não utilizar a cadeira de rodas e contatar seu vendedor.
- !** A areia e a água do mar (sal utilizado para derreter no Inverno) podem danificar os rolamentos das rodas principais e dos rodízios dianteiros. Limpar a cadeira de rodas cuidadosamente após a exposição.

6.3 RODÍZIOS DIANTEIROS

Estão equipados com eixo de liberação rápida.

Para retirar:

- Pressionar o botão de liberação sob a tampa de silicone na parte superior da caixa do rolamento da forqueta dianteira.



Para montar:

- Conduzir o eixo de liberação rápida para a caixa do rolamento. Puxar ligeiramente a forqueta para assegurar que a forqueta está completamente bloqueada.




6.4 REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO

A altura do assento na parte traseira depende de:

- Tamanho da roda principal.
- Posição da roda principal.
- Usando rodas principais de 24" no orifício superior, a altura do assento é de 465 mm, do piso até a placa do assento. Usando rodas principais de 24" na posição inferior seguinte, a altura medirá 500 mm até a placa do assento.

Se for necessário alterar a posição das rodas principais ou mudar para um tamanho diferente das rodas principais, desapertar a bucha do cubo, incluindo a anilha e a porca. Retirar a bucha do cubo e montar na posição pretendida.




2 peças chaves de bocas de 24 mm.



Assegurar que a porca no interior do chassis envolve totalmente a bucha de roda.

As rodas principais e os rodízios dianteiros devem ser montados de acordo com as posições descritas abaixo.



⚠ Quando a altura do assento for alterada, assegurar que os rodízios dianteiros estão posicionados de forma a que as caixas do rolamento dos rodízios dianteiros fiquem na vertical em relação ao solo. Isso é vital para ter uma boa característica de condução da cadeira de rodas.

⚠ Verificar a posição do dispositivo antiqueda e reajustar os travões após a montagem das rodas principais ou alteração da posição da roda principal.

6.5 ENCOSTO

- Para montar o amortecedor a gás, levantar a barra de empurrar com uma mão e conduzir a cabeça de bloqueio do amortecedor a gás para o suporte de plástico com a outra mão.
- Verificar se o orifício na cabeça de bloqueio está paralelo aos orifícios abertos no suporte de plástico.



- Bloquear o encosto, empurrando o parafuso de bloqueio através do suporte de plástico e da cabeça de bloqueio do amortecedor a gás.



- ⚠** Para verificar se o encosto está bloqueado, segurar a barra de empurrar e pressionar o encosto para a frente. Se o encosto cair para a frente — repetir o procedimento de bloqueio ou contatar seu vendedor local.

6.6 ALMOFADAS DO ENCOSTO

- A cadeira de rodas está configurada para uma profundidade de assento padrão e o suporte de plástico tem 4 orifícios, dos quais três estão temporariamente bloqueados com tampões de plástico.



- A articulação do encosto tem 4 orifícios. As posições dos orifícios estão de acordo com os orifícios no suporte de plástico. Se a cabeça de bloqueio do amortecedor a gás estiver montada no orifício interior do suporte de plástico, a articulação do encosto também deve ser montada no orifício interior, etc.



As almofadas do encosto são fixas e ajustadas na cadeira de rodas, usando Velcro.



O encosto é fornecido com uma peça de Velcro de série.



As almofadas do encosto estão fixadas com um sistema de Velcro.



É imperativo instalar corretamente a almofada para garantir um bom conforto sentado.



As capas da almofada são laváveis e, portanto, reutilizáveis. Seguir as instruções na parte de trás da almofada para uma manutenção correta e lavagem da almofada.

6.7 AJUSTE DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO

- Se a profundidade do assento somente puder ser ajustada na parte traseira, desapertar o parafuso de bloqueio no suporte de plástico.
- Encontrar a posição necessária para a cabeça de bloqueio no suporte de plástico e retirar o tampão de plástico desse orifício.
- Bloquear o encosto empurrando o parafuso de bloqueio através do suporte de plástico e da cabeça de bloqueio do amortecedor a gás.
- Depois de alterar a posição do orifício no suporte de plástico, a posição do orifício na articulação do encosto deve ser alterada para a posição paralela.



Verificar se o orifício na articulação do encosto e o suporte de plástico estão montados na mesma posição do orifício.



Chave sextavada de 6 mm.

6.8 DISPOSITIVOS ANTIQUEDA

Os dispositivos antiqueda devem ser montadas de acordo com a descrição de montagem que é fornecida juntamente com a cadeira de rodas.

USO DO DISPOSITIVO ANTIQUEDA

- Puxar o dispositivo antiqueda para fora.
- Rodar para cima ou para baixo 180 °.
- Bloquear na devida posição.



AJUSTAR A ALTURA DOS DISPOSITIVOS ANTIQUEDA

O dispositivo antiqueda pode ser ajustado em duas posições fixas. A posição curta é para as rodas principais de 12" & 16" e de 24" na posição superior. A posição longa é para as rodas principais de 24" na posição inferior.

- Desapertar o parafuso na extensão ajustável, conforme ilustrado na imagem abaixo.
- Essa peça de extensão tem dois orifícios. Colocar na posição pretendida e apertar o parafuso.



Chave sextavada de 5 mm.





O dispositivo antiqueda deve ser sempre usado para a segurança do usuário.

6.9 ALMOFADA DO ASSENTO

A almofada do assento está fixa na cadeira de rodas com Velcro.



 É muito importante colocar a almofada na cadeira de rodas antes do uso.

 A capa da almofada é lavável e reutilizável. Seguir as instruções na parte de trás da almofada para uma manutenção correta e lavagem da almofada.

6.10 APOIOS DE PERNAS

A Netti 4U CE Plus e CES PLUS podem ser entregues com o apoio de pernas universal ou ajustável em ângulo.

APOIO DE PERNAS UNIVERSAL

O apoio de pernas universal está fixo com a possibilidade de ajuste do ângulo. É girável e removível. As placas para os pés são dobráveis e podem ser anguladas em posições fixas. São fornecidas com apoio de gêmeos ajustáveis em altura e profundidade.



APOIO DE PERNAS AJUSTÁVEL EM ÂNGULO

O apoio de pernas ajustável em ângulo é ajustável livremente em ângulo. É girável e removível. As placas para os pés são dobráveis e podem ser anguladas em posições fixas. São fornecidas com apoio de gêmeos ajustáveis em altura e profundidade.

MONTAGEM DO APOIO DE PERNAS


- Montar o apoio de pernas segurando no topo da barra curvada.
- Segurar em um ângulo de aplicação virado 20° para fora da estrutura lateral.
- Inserir-lo no fecho de plástico preto para o apoio de pernas.
- Girar para dentro e empurrar para baixo.



Ajustar o ângulo – Apoio de pernas ajustável em ângulo

O ângulo do apoio de pernas pode ser ajustado utilizando a roda em estrela.


- Soltar essa roda em estrela permite ajustar o apoio de pernas no ângulo necessário.
- Fixar o ângulo apertando a roda em estrela.



Ajustar o ângulo – Apoio de pernas universal

O ângulo do apoio de pernas pode ser ajustado utilizando a roda em estrela no centro do ponto da articulação.

- Soltar essa roda em estrela permite ajustar o apoio de pernas no ângulo necessário.
- Fixar o ângulo apertando a roda em estrela.




Perigo de aperto.

Ao ajustar o ângulo dos apoios de pernas, não colocar os dedos no mecanismo de ajuste entre as peças móveis.



Ajustar o comprimento do apoio de pernas

- Desapertar o parafuso (A), ilustrado na página seguinte, para mover o tubo de ajuste.
- Ajustar a placa de pés na posição/altura necessária e fixar o parafuso firmemente.



Ajustar o ângulo da placa de pés

O ângulo das placas de pés pode ser ajustado.

- Desapertar o parafuso (B) e ajustar a placa de pés ao ângulo pretendido. Fixar o parafuso corretamente.



Chave sextavada de 5 mm.



Bloquear e soltar as placas de pés

- As placas de pés são fornecidas com um mecanismo de bloqueio que torna as placas mais fortes.
- Para bloquear as placas de pés, puxar o fecho de plástico na placa de pés direita e colocar o fecho sobre o parafuso na placa de pés esquerda.
- Para soltar a placa de pés, puxar o fecho de plástico e levantar a placa de pés direita para cima.



Para uso ao ar livre, deve existir uma folga de 40–50 mm entre a placa de pés e o solo.



Enquanto é efetuado o ajuste, não deve existir carga nas placas de pés.

REMOÇÃO DO APOIO DE PERNAS

- Puxar o fecho de plástico na placa de pés para trás, para que o pino seja liberado, e a placa de pés possa ser dobrada para cima.
- Soltar o apoio de pernas puxando-o ligeiramente para cima.
- Girar o apoio de pernas para fora.
- Levantar e extrair o apoio de pernas.



Nunca permanecer de pé sobre as placas de pés!




Nunca levantar a cadeira de rodas pelos apoios de pernas.


Ajustar o apoio de gêmeos

O apoio de gêmeos é ajustável em altura e profundidade.


Para ajustar a altura, desapertar a porca na parte exterior do suporte do apoio de gêmeos, encontrar a altura necessária e fixar novamente a porca (A).



6.11 APOIO DE CABEÇA



- A – Alavanca para ajuste da profundidade
- B – Roda para ajuste do ângulo
- C – Alavanca para ajuste da altura
- D – Suporte do apoio de cabeça



Para ajustar em profundidade, a almofada para os gêmeos é extraída do suporte, utilizando uma chave de bocas entre a almofada e o suporte. Encontrar a posição necessária e fixar novamente.



Chave de bocas de 13 mm.

- Colocar a porca quadrada na ranhura do suporte do apoio de cabeça, como mostrado acima.
- Colocar o apoio de cabeça no suporte do apoio de cabeça.
- A altura e a profundidade do apoio de cabeça é ajustado nas posições pretendidas e apertado.



O suporte do apoio de cabeça é fixado apertando os quatro parafusos, dois a dois diagonalmente, de modo que o suporte seja fixado com a mesma força dividida nos quatro parafusos.

Ajustar o apoio de cabeça em profundidade:

- Soltar a alavanca de bloqueio na parte superior da barra vertical (A).
- Ajustar o apoio de cabeça e fixar na posição pretendida.

Ajustar o apoio de cabeça em altura:

- Soltar a alavanca de bloqueio no adaptador do apoio de cabeça (C).
- Ajustar o apoio de cabeça e fixar na posição pretendida.

Ajustar o apoio de cabeça em ângulo:

- Soltar a roda de ajuste na parte traseira da barra horizontal (B).
- Ajustar o apoio de cabeça e fixar na posição pretendida.

Ajustar as laterais do apoio de cabeça:

- O adaptador do apoio de cabeça pode ser movido para a direita e para a esquerda, dando a possibilidade de acomodar necessidades especiais para o apoio da cabeça.
- Desapertar os quatro parafusos que fixam o adaptador.
- Mover o adaptador para a posição necessária e fixar o adaptador apertando os parafusos na diagonal.



Não esquecer de libertar as alavancas durante o ajuste do apoio de cabeça.



Se o apoio de cabeça não encaixar no suporte perfeitamente, provavelmente o suporte está fixado em demasia ou de forma desigual.



Depois de ajustar o apoio de cabeça, fixá-lo corretamente, apertando o pequeno parafuso de fixação no centro, na parte superior do suporte do apoio de cabeça com uma chave sextavada.



Se o apoio de cabeça parecer muito curto em altura, ele pode ser rodado 180° libertando a roda de ajuste na parte traseira da barra horizontal (B).

6.12 APOIO DE BRAÇOS



- Os apoios de braços são amovíveis, ajustáveis em altura e profundidade.



Ter em atenção, durante a montagem, que existe um apoio de braço do lado esquerdo e um do lado direito.

Ajustar a altura do apoio de braços

- Desapertar o parafuso no apoio de braços utilizando uma chave sextavada de 6 mm.
- Subir ou baixar a haste.
- Apertar o parafuso.



Montar o apoio de braços

- Segurar o apoio de braços e puxá-lo para cima em uma direção vertical a partir da manga.




Um bloqueio adicional para o apoio de braços pode ser encomendado como acessório.




Nunca levantar a cadeira de rodas segurando os apoios de braços.

6.13 AJUSTAR OS FREIOS DE ESTACIONAMENTO


- Os freios são livremente ajustáveis ao longo do tubo do chassis.
- Para ativar o freio, empurrar o manípulo.
- Para libertar o freio, puxar o manípulo para trás.



- Para reposicionar o freio, desapertar os dois parafusos no interior da abraçadeira do freio.



- Ajustar a posição do freio e apertar os parafusos.
- Para um ajuste preciso, desapertar o parafuso superior no interior dos freios.



- Ajustar a posição do freio e apertar o parafuso.



Chave sextavada de 5 mm.



Verificar se os freios estão corretamente ajustados através da ativação dos freios e assegurar que a cadeira de rodas não se move.



Os freios são construídos como freios de estacionamento e não devem ser utilizados como freios de condução.



Ter em atenção o potencial perigo de aperto entre o freio e o pneu.

FREIO DE TAMBOR

Se a cadeira de rodas estiver montada com as rodas principais de 12" ou 16", estas serão equipadas com freios de tambor.

Rodas de 22" e 24" também podem ser equipadas com freios de tambor.

Se o freio não frenar corretamente:

Para ajustar o cabo em um ou ambos os lados, ajustar o parafuso de nivelamento 2–4 voltas para fora. De seguida, voltar a verificar os freios.



Se o cabo estiver demasiado solto:

- Ajustar o parafuso de nivelamento completamente.
- Apertar o cabo desapertando a abraçadeira antes de puxar o cabo através da mesma.
- Apertar a abraçadeira e ajustar novamente o parafuso de nivelamento.




1 peça chave de bocas de 10 mm.



Para assegurar as funções corretas do cabo, ele nunca deve estar em tensão.

Operar e ativar o freio

A distância entre eixos com freio de tambor está equipada com freios de cubo operados manualmente para permitir a regulagem da velocidade em subidas e viajando acompanhado. Eles estão localizados nas pegas de empurrar.



- Para ativar os freios, puxar as alavancas dos freios (1) de forma uniforme e suave na direção do manípulo e colocar a distância entre eixos em uma parada.
- Para bloquear o freio na posição de estacionamento, pressionar a alavanca (1) contra a pega de empurrar e empurrar a alavanca (2) para longe de si, calçando a alavanca do freio de estacionamento. Assegurar que ambos os freios de estacionamento estão bloqueados.
- O freio será liberado quando pressionar novamente a alavanca (1) contra a pega de empurrar. Ele está bloqueado por uma mola e será liberado dessa forma.





Não deixar o usuário sozinho na cadeira de rodas sem colocar o freio de estacionamento em acionamento.

7. ÂNGULO / INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ÂNGULO / RECLINAÇÃO DO ENCOSTO

7.1 ÂNGULO DO ASSENTO



O ângulo do assento é regulado usando o manípulo de liberação montado na barra de empurrar. A unidade do assento pode ser inclinada de -5° até $+20^{\circ}$.



 Se ajustar a inclinação do assento para menos de 0° , existe um maior risco de escorregar para fora da cadeira. A Alu Rehab recomenda o uso de um cinto de postura para evitar uma queda da cadeira.

7.2 ÂNGULO DO ENCOSTO

O ângulo do encosto é regulado usando o manípulo de liberação montado na barra de empurrar. O ângulo pode ser regulado de 90° para a frente a 45° para trás.



-  Para assegurar a função correta dos cabos, eles nunca devem estar em tensão.
-  O ângulo do assento e do encosto não devem ser ajustados sem o uso dos dispositivos antiqueda.

Os manípulos de liberação têm cada um as seguintes etiquetas:



Inclinar

Reclinar

-  Risco de capotamento. Verificar a posição do dispositivo antiqueda.
-  Quando a extensão do encosto da cadeira está montada, o risco de capotamento aumenta. Se necessário, deve ser melhorada deslocando as rodas principais mais para trás. Utilizar sempre dispositivos antiqueda quando as funções de reclinção e inclinação estiverem sendo ativadas.

7.3 PALAVRAS-CHAVE RELATIVAS À INCLINAÇÃO E RECLINAÇÃO

DE CADEIRAS DE RODAS DE COMFORT ESTÁTICAS E CARACTERÍSTICAS COMUNS DE CADEIRAS DE RODAS DINÂMICAS

A inclinação e reclinção são os benefícios básicos de uma cadeira de rodas confortável. Permitem variar as posições do assento durante o tempo de permanência na cadeira de rodas.

Revisamos as evidências clínicas relativas à inclinação e reclinção, e encontramos vários estudos ou diretrizes de melhores práticas que sugerem que a sequência de inclinação e reclinção é importante para reduzir o cisalhamento e o deslizamento:

Primeiro, inclinar e, em seguida, reclinar.

Ao colocar o cliente na posição vertical novamente, a sequência deve ser reclinar primeiro e depois inclinar. Aparentemente, a maioria do cisalhamento seria induzido quando se inclina na vertical a partir de uma posição reclinada e inclinada.

7.4 DIMINUIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DESLIZAMENTO, CISALHAMENTO E ÚLCERAS DE PRESSÃO

Utilizar somente o ângulo de inclinação para obter a variação da posição sentada para o usuário. É do conhecimento comum que a reclinção não deve ser ajustada depois de o ângulo do encosto ser ajustado para a melhor posição de assento do usuário.

O tônus muscular do pescoço e das costas deve ser o mais baixo possível, para o usuário evitar o deslizamento, e uma alteração do ângulo de reclinção a partir da posição original irá interromper e destruir a posição corporal correta, e causar um aumento do tônus muscular no pescoço.

Se a função de reclinção for utilizada durante uma situação de transferência ou outras situações, é muito importante que o ângulo de reclinção seja ajustado novamente para a posição original correta, quando o usuário regressar a uma posição normal.

O uso incorreto da reclinção provoca uma maior possibilidade de deslizamento, o que significa um maior perigo de cisalhamento (forças verticais e horizontais) e úlceras de pressão.

ASSEGURAR QUE O USUÁRIO ESTÁ SEGURO ANTES DA INCLINAÇÃO OU RECLINAÇÃO SEREM AJUSTADAS:


As funções de inclinação e reclinção de todos os modelos de cadeiras de rodas Netti Comfort são uma «operação com uma mão», incluindo nos modelos de cadeiras de rodas dinâmicas. Esse é um grande benefício para o usuário. O prestador de cuidados consegue estabelecer contato visual com o usuário quando a função de inclinação ou reclinção vai ser utilizada. O prestador de cuidados também consegue comunicar com o usuário antes de utilizar a função de inclinação ou reclinção. O usuário irá sentir-se mais seguro quando estiver consciente de que a inclinação ou reclinção vai ser utilizada.

7.5 OPERAR O MANÍPULO DE INCLINAÇÃO: INCLINAR A UNIDADE DO ASSENTO

Pressionar o manípulo direito e exercer pressão na barra de empurrar para reclinar o encosto com uma das mãos, enquanto tem contato visual com o usuário, e colocar a outra mão no apoio de braços.


O ângulo relativo correto entre as partes do corpo permanece o mesmo quando a unidade de assento é inclinada.

Onde quer que libere o manípulo, a unidade de assento se mantém nessa posição. Para levantar a unidade de assento, pressionar o manípulo e o cilindro de inclinação irá ajudá-lo a levantar a unidade de assento.




Uma unidade de assento inclinada para trás proporciona um ângulo de assento mais inclinado em relação à superfície e evita o deslizamento do usuário da cadeira de rodas.

Uma unidade de assento inclinada para a frente coloca o usuário em uma posição em que as atividades – por exemplo, apoiar em uma mesa ou levantar da cadeira de rodas, são apoiadas.




O manípulo de inclinação e o sinal de inclinação estão na barra de empurrar – mostrado na página anterior.

 Não deixar o usuário sozinho na cadeira de rodas quando está inclinada para a frente. Recomendamos o uso de um cinto de postura para evitar uma queda da cadeira.

8. MANOBRAS

7.6 OPERAÇÃO DO MANÍPULO DO RECLINADOR: RECLINAR O ENCOSTO

Pressionar o manípulo direito e exercer pressão na barra de empurrar para reclinar o encosto com uma das mãos, enquanto tem contato visual com o usuário, e colocar a outra mão no apoio de pernas ou no apoio de braços. Onde quer que libere o manípulo, o encosto da cadeira se mantém fixo e bloqueado.



8.1 TÉCNICAS GERAIS

Manobras e equilíbrio da cadeira:

O peso e o equilíbrio da cadeira influenciam as qualidades de manobra da cadeira de rodas. O peso, o tamanho e a posição sentada do usuário são fatores de influência. A posição das rodas irá, além disso, influenciar as qualidades de manobra. Quanto mais peso for colocado sobre as rodas principais, mais fácil é manobrar. Se for colocado muito peso sobre os rodízios dianteiros, a cadeira será difícil de manobrar. Consultar a página 18 – Ajuste da profundidade do assento - para equilibrar a cadeira.



Aproximação de degraus:

Efetuar a aproximação do degrau lentamente para evitar que os rodízios dianteiros atinjam o degrau com força. O usuário pode cair da cadeira devido ao impacto. Os rodízios dianteiros podem ser danificados.



Conduzir em degraus/calçada:

Ter atenção para não descer passos superiores a 30 mm. Os apoios de pernas podem atingir primeiro o solo. Dessa forma, pode perder o controle da direção e os apoios de pernas podem quebrar.



Conduzir em terreno macio, acidentado ou escorregadio pode tornar a manobra segura mais difícil, uma vez que as rodas podem perder tração e é difícil controlar a cadeira de rodas.



Estacionamento:

Aumentar a superfície de apoio das rodas e o apoio da cadeira de rodas movendo a cadeira cerca de 100 mm para trás, fazendo os rodízios dianteiros rodar para a frente.



Acompanhante:

Se o usuário for deixado sozinho na cadeira de rodas, bloquear sempre os freios e verificar se os dispositivos antiqueda estão virados para baixo.

8.2 TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – SUBIR –

Acompanhantes, subir um degrau de frente:

- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Inclinat a cadeira de rodas para trás.
- Equilibrar a cadeira nas rodas principais e empurrá-la para a frente até os rodízios dianteiros alcançarem o degrau.
- Levantar as pernas de empurrar enquanto empurra a cadeira para o degrau.



Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.

Usuários, subir um degrau de traseira:

Essa técnica somente pode ser usada se o degrau for muito baixo. Também depende da folga entre as placas de pés e o solo.

- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Conduzir a cadeira para trás, em direção ao degrau.
- Segurar firmemente nos aros de propulsão e mover o corpo para a frente enquanto puxa.



Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.

Acompanhantes, subir um degrau de traseira:

- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Puxar a cadeira para trás, em direção ao degrau.
- Inclinat a cadeira de rodas para trás, deslocando os rodízios dianteiros ligeiramente para cima no ar.
- Puxar a cadeira de rodas para cima do degrau e recuar o tempo suficiente para pousar os rodízios dianteiros no degrau.



Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.

8.3 TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – DESCER –

Acompanhantes, descer um degrau de frente:

- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Inclinat a cadeira de rodas para trás, deslocando os rodízios dianteiros ligeiramente para cima no ar.
- Descer cuidadosamente o degrau e inclinat a cadeira de rodas para a frente colocando os rodízios dianteiros no chão.



Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.

Acompanhantes, descer um degrau de traseira:




- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Conduzir a cadeira de rodas para trás, em direção ao degrau.
- Descer cuidadosamente o degrau e deslocar a cadeira de rodas para trás na roda principal até que os rodízios dianteiros se afastem do degrau.
- Colocar os rodízios dianteiros no solo.



Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.

8.4 TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – DECLIVE –

Conselhos importantes para conduzir em descidas e subidas, evitando o risco de capotamento.

-  Evitar virar a cadeira de rodas no meio de um declive.
-  Conduzir sempre o mais em linha reta possível.
-  É melhor pedir ajuda do que correr riscos.





Condução em subidas:

Mover a parte superior do corpo para a frente, de forma a manter o equilíbrio da cadeira.

Condução em descidas:






Mover a parte superior do corpo para trás para manter o equilíbrio da cadeira. Controlar a velocidade da cadeira, agarrando os aros de propulsão. Não utilizar os freios.

8.5 TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – SUBIR ESCADAS –


-  Pedir sempre ajuda.
-  Nunca utilizar escadas rolantes, mesmo que assistido por um acompanhante.

Com ajuda, de traseira:

- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Puxar a cadeira de rodas para trás até ao primeiro degrau das escadas.
- Incliná-la para trás sobre as rodas principais.
- Puxar a cadeira de rodas lentamente para cima, um degrau de cada vez, mantendo o equilíbrio na roda principal.
- Ao alcançar o topo da escada, puxar a cadeira de rodas para trás o suficiente para colocar os rodízios dianteiros em segurança no chão.

-  Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.
-  Se estiverem presentes dois acompanhantes, uma pessoa pode auxiliar na elevação na parte dianteira do chassis.
-  Nunca levantar a cadeira de rodas pelos apoios de pernas.
-  Não levantar a cadeira de rodas segurando os apoios de braços.
-  Os acompanhantes devem usar a força em suas pernas para transportar a cadeira, evitando um esforço desnecessário nas costas.


8.6 TÉCNICAS DE CONDUÇÃO – SUBIR ESCADAS –


 **Nunca utilizar escadas rolantes, mesmo que assistido por um acompanhante.**


Com ajuda, em frente:

- Verificar se o dispositivo antiqueda está virado para cima.
- Conduzir a cadeira de rodas para a frente até ao primeiro degrau das escadas.
- Inclinare a cadeira de rodas para trás sobre as rodas principais.
- Segurar firmemente na barra de empurrar e manter o equilíbrio na roda principal, dando um passo de cada vez.
- Ao alcançar o final da escada, colocar os rodízios dianteiros em segurança no chão.

 **Rodar o dispositivo antiqueda para baixo.**

 **Se estiverem presentes dois acompanhantes, uma pessoa pode auxiliar na elevação na parte dianteira do chassis.**

 **Nunca levantar a cadeira de rodas pelos apoios de pernas.**

 **Não levantar a cadeira de rodas segurando os apoios de braços.**

8.7 TRANSFERÊNCIA

As técnicas para transferir de/para a cadeira de rodas devem ser praticadas bem com as pessoas envolvidas. Aqui, damos alguns conselhos importantes para a preparação da cadeira:

Com ou sem acompanhante – lateralmente.

Antes da transferência:

- A cadeira de rodas deve ser colocada o mais próximo possível do local da transferência.
- Puxar a cadeira de rodas para trás 50–100 mm para fazer com que os rodízios dianteiros rodem para a frente.
- Bloquear os freios.
- Inclinare a cadeira para a posição horizontal.
- Remover o apoio de pernas e o apoio de braços na lateral da transferência.

Com ou sem acompanhante – de frente.

Antes da transferência:

- A cadeira de rodas deve ser colocada o mais próximo possível do local da transferência.
- Puxar a cadeira de rodas para trás 50–100 mm para fazer com que os rodízios dianteiros rodem para a frente.
- Bloquear os freios.
- Inclinare a cadeira para a frente.




Utilizar um elevador.

Antes da transferência da cadeira:

- Incliná-la para trás.
- Remover o apoio de cabeça.
- Remover os apoios de pernas.
- Abrir ligeiramente o ângulo do encosto.
- Substituir os componentes quando a transferência estiver concluída.






-  **Nunca permanecer de pé nas placas de pés devido ao risco de capotamento da cadeira para a frente.**


8.8 LEVANTAR A CADEIRA DE RODAS

A cadeira de rodas somente deve ser levantada pelo chassis e pela barra de empurrar.

As etiquetas de elevação mostram onde segurar.





-  **Nunca levantar a cadeira de rodas pelos apoios de pernas ou pelos apoios de braços.**
-  **Não levantar a cadeira de rodas com um usuário sentado na mesma.**





8.9 ARO DE PROPULSÃO

A Netti 4U CE PLUS / CES PLUS é fornecida por padrão com aros de propulsão em alumínio. O material e a distância até às rodas principais influenciam a capacidade de aderência do usuário. Contatar seu vendedor para obter informações sobre aros de propulsão alternativos que se adaptam à sua cadeira.




- 

Aros de propulsão alternativos podem melhorar a aderência, mas a fricção pode aumentar. Ao utilizar as mãos para parar a cadeira, o risco de queimar as mãos aumenta.
- 

Um perigo de esmagamento e entalamento dos dedos pode ocorrer ao passar através de passagens estreitas e se os dedos ficarem entre os raios. Para evitar esse risco, recomendamos o uso de protetores de raios como acessório.
- 


Se pretender/necessitar trocar os aros de propulsão ou aumentar/diminuir a distância entre os aros de propulsão e a roda, contatar seu vendedor.

9. TRANSPORTE

 Sempre que possível, transferir para um assento de automóvel com cintos de segurança, quando viajar com um automóvel. Fixar a cadeira de rodas e guardá-la no compartimento de carga do automóvel.


Se não conseguir sentar em um assento de automóvel, ter em atenção que a Netti 4U CE Plus foi testada e aprovada pelo teste de colisão ISO 7176-19:2008.

O peso máximo do usuário quando utilizada como banco em um automóvel é de 135 kg.

 **Prestar grande atenção ao manual do usuário UM0131 – Como utilizar uma cadeira de rodas Netti como um assento em um automóvel, no qual ainda mais detalhes estão disponíveis**

9.1 TRANSPORTE NO AUTOMÓVEL

Quando a Netti 4U CE PLUS / CES PLUS é usada como um banco em um automóvel, todas as peças acessórias que possam ser desmontadas em uma colisão têm que ser removidas e fixadas em um local adequado como uma bagageira.

 **Utilizar sempre um sistema de retenção aprovado para a cadeira de rodas e ocupantes (ISO 10452:2012) para fixar a cadeira de rodas no veículo.**

A Netti 4U CE PLUS / CES PLUS foi testada com sucesso de acordo com o requisito da norma ISO 7176-19, utilizando um sistema combinado de retenção de ocupantes e cadeira de rodas W120/DISR, desenvolvido pela Unwin Safety Systems. Para mais informações: www.Wheelchair securement systems for vehicles | BraunAbility Europe

FIXAR A CADEIRA DE RODAS

A cadeira está marcada com autocolantes que mostram onde fixar os cintos.



Na frente: Utilizar um gancho ou um cinto de fixação.



Na traseira: Montar "parafusos de olhal" – item número 21074 – em um dos orifícios do suporte do chassis da roda principal, um em cada roda principal. Engatar um gancho/mosquetão no "parafuso de olhal". O ângulo dos cintos deve estar próximo de 45°.





RETIRAR os acessórios

A Netti 4U CE PLUS foi sujeita ao teste de colisão sem o kit de alimentação, etc. Se, posteriormente, forem montados kits de alimentação, escalador de escadas, etc., é necessário verificar se seu dispositivo de assistência à alimentação realizou o teste de colisão e foi aprovado para cadeiras de rodas serem utilizadas como bancos no veículo. Se não estiver aprovado, o dispositivo de assistência de alimentação tem que ser desmontado e fixado em outro local, se a cadeira de rodas for utilizada como banco em um veículo.

FIXAR O USUÁRIO

A Netti 4U CE PLUS foi testada com sucesso em uma orientação virada para a frente com cintos pélvicos e de ombros, de acordo com o requisito da norma ISO 7176-19, utilizando um sistema combinado de retenção de ocupantes e cadeira de rodas W120/DISR, desenvolvido pela Unwin Safety Systems. Para mais informações: www.Wheelchair securement systems for vehicles | BraunAbility Europe




FIXAR O USUÁRIO – Utilizar sempre os cintos de segurança do ocupante no automóvel para o usuário da cadeira de rodas. Os arneses corretivos usados em uma cadeira de rodas não são cintos de segurança.



Utilizar sempre os sistemas de retenção pélvicos e para os ombros para reduzir a possibilidade de impacto da cabeça e peito com elementos do veículo.



Assegurar que o cinto de segurança de 3 pontos assenta firmemente no corpo do usuário e não nos apoios de braços, nas rodas, etc.



Assegurar que a fita do cinto de segurança não está torcida e que a fivela do cinto de segurança e o respectivo botão de liberação estão posicionados de forma a não entrar em contato com os componentes da cadeira de rodas durante uma colisão.

Se o apoio de cabeça estiver montado corretamente, é muito estável, mas não substitui a necessidade de um suporte externo para o pescoço montado no automóvel.



Para usuários com uma altura superior a 1,85 m, instalar o extensor do encosto quando a cadeira está sendo usada como um banco em um veículo.



Utilizar sempre almofadas Netti quando a cadeira de rodas é utilizada como um banco em um veículo.



Nunca utilizar a cadeira de rodas como banco em um automóvel depois de ter sofrido um acidente com impacto, antes de ter sido inspecionada e aprovada para tal pelo representante do fabricante.



Nunca realizar alterações ou substituições nos pontos de fixação da cadeira de rodas ou nas peças ou componentes estruturais e do chassis sem consultar o fabricante.



Para obter mais detalhes, consultar UM0131. Como utilizar uma cadeira de rodas Netti como um assento em um automóvel.



Ter em atenção que as cadeiras de rodas mais largas possuem um raio de viragem maior e uma manobrabilidade reduzida nos veículos. As cadeiras de rodas mais pequenas proporcionam, geralmente, maior facilidade de acesso ao veículo e manobrabilidade para uma posição virada para a frente.

A classificação do acondicionamento da cadeira de rodas ao cinto ancorado ao veículo é **A = bom**.

9.2 DOBRAGEM PARA TRANSPORTE

Quando a cadeira de rodas estiver desocupada, ela deve ser dobrada conforme descrito abaixo. Colocar a cadeira de rodas na bagageira ou no banco traseiro. Quando colocada em um banco traseiro, fixar todas as peças e o chassi utilizando os cintos de segurança.

- Remover o apoio de cabeça (Capítulo 6.10).
- Rodar os dispositivos antiqueda para cima (Capítulo 6.7).
- Remover os apoios de braços (Capítulo 6.11).
- Remover os apoios de pernas (Capítulo 6.9).
- Puxar o parafuso de bloqueio do encosto e colocar o encosto para a frente no assento (Capítulo 6.5).
- Remover as rodas principais (Capítulo 6.2).
- Remover os rodízios dianteiros (Capítulo 6.3).

9.3 TRANSPORTE EM AVIÃO

As cadeiras de rodas Netti 4U CE PLUS e CES PLUS podem ser transportadas em avião sem quaisquer restrições.

As cadeiras de rodas Netti 4U CE PLUS e CES PLUS estão equipadas com 2 amortecedores a gás. Eles não são, no entanto, classificados como mercadorias perigosas.

Contrariamente à instrução geral sobre mercadorias perigosas UN3164, a IATA-DGR (regulamentação especial A114) determina que as mercadorias que contêm gás e que funcionam como amortecedores (incluindo dispositivos de absorção de energia ou molas pneumáticas) NÃO são sujeitas às instruções de transporte, ou seja, são compensadas pelos seguintes requisitos:

- a) Cada artigo tem um volume de gás não superior a 1,6 l e uma pressão de carga não superior a 250 bar, onde o produto da capacidade expressa em litros e a pressão de carga expressa em barras não excede 80.
- b) Cada artigo tem uma pressão de rutura mínima de 4 vezes a pressão de carga a +20 graus Celsius para produtos que não excedam 0,5 l de capacidade de espaço de gás.
- c) Cada artigo é feito de material que não se fragmentará.
- d) Cada artigo foi fabricado de acordo com a norma de qualidade aprovada pela autoridade nacional responsável.
- e) Está provado e demonstrado que o artigo alivia sua pressão por meio de um selo degradável ao fogo ou outro dispositivo de alívio de pressão, de modo que o artigo não se fragmenta e o artigo não dispara.

9.4 VIAJAR EM TRANSPORTES PÚBLICOS

A cadeira de rodas deve ser colocada em uma área especial para cadeiras de rodas. A cadeira de rodas deve estar virada para o lado oposto ao sentido de marcha. A parte de trás da cadeira de rodas deve estar colocada contra um objeto fixo, como uma fila de bancos ou uma divisória. Assegurar que o usuário pode alcançar facilmente quaisquer corrimões ou pegas.

10. MANUTENÇÃO

10.1 INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO



Você, como usuário da cadeira de rodas (e seus assistentes e familiares), é responsável pela manutenção diária da cadeira. Limpá-la regularmente. Efetuar a manutenção para garantir a segurança e funções fiáveis e aparência higiênica durante muito tempo.

Frequência	Semanalmente	Mensalmente
Verificar defeitos/danos, por exemplo, peças quebradas/em falta	X	
Lavar a cadeira de rodas		X
Lubrificar o rolamento com óleo de bicicleta.*		X
Lavar as almofadas		X
Verificar o funcionamento do dispositivo antiqueda		X
Verificar o ajuste do freio		X
Verificar o funcionamento dos eixos QR – consultar o capítulo 6.2		X
Verificar o desgaste dos pneus		X

10.2 LIMPEZA E LAVAGEM

1. Remover as almofadas antes de lavar a cadeira de rodas.
2. Limpar o chassis com água e um pano.
3. Recomendamos o uso de sabão macio.
4. Enxaguar bem a cadeira de rodas com água limpa para remover todo o sabão.
5. Utilizar álcool metílico para remover qualquer sujidade restante.
6. Limpar as almofadas e as coberturas de acordo com instruções impressas nas almofadas.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DA ALMOFADA NETTI

INTERIOR	
Lavagem	Lavagem à mão 40 °C
Desinfecção	Virkon S
	Autoclave 105 °C
Secagem	Torcer
	Secagem ao ar, colocada lateralmente
REVESTIMENTO EXTERIOR	
Lavagem	Lavagem à máquina 60 °C
Secagem	Secar na máquina a uma temperatura máx. de 85 °C

DESINFECÇÃO DA CADEIRA DE RODAS

Remover as almofadas.

Consultar as instruções de lavagem em separado acima:

Desinfecção com toalhete: utilizar um pano macio umedecido com peróxido de hidrogênio ou álcool técnico (isopropanol) e limpar toda a cadeira.

Peróxido de hidrogênio recomendado:

NU-CIDEX "Johnsen and Johnsen".



Verificar/reajustar os parafusos e as porcas em intervalos regulares.



**A areia e a água do mar (sal utilizado para derreter no Inverno) podem danificar os rolamentos dos rodízios dianteiros e das rodas principais.
Limpar a cadeira de rodas cuidadosamente após cada utilização.**

* Como regra geral, usar óleo em peças móveis e em todos os rolamentos. A Alu Rehab recomenda o uso de óleo de bicicleta comum.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As cadeiras Netti são construídas por módulos. A Alu Rehab possui estoque de todas as peças e está pronta para fornecer essas peças em curto prazo. As instruções necessárias para a montagem são fornecidas juntamente com as peças.

As peças que são manuseadas pelo usuário estão incluídas em catálogos de peças de reposição que podem ser baixados em www.My-Netti.com. Essas peças podem, se necessário, ser também removidas e enviadas para o fabricante/distribuidor mediante pedido.



As peças relacionadas com a construção do chassi da cadeira de rodas devem ser manuseadas pelo fabricante ou por centros de serviço autorizados.



Se ocorrerem defeitos ou danos, favor contatar seu vendedor.



A tinta original para reparação de riscos pode ser encomendada à Alu Rehab.

10.3 ARMAZENAMENTO DE LONGA DURAÇÃO

Se a cadeira de rodas for armazenada por um período mais longo – (superior a 4 meses), não são necessárias ações especiais. Recomendamos que a cadeira de rodas seja limpa antes de ser guardada. Antes de começar a utilizá-la novamente, as instruções de manutenção têm que ser seguidas.

11. TABELA DAS MEDIDAS VITAIS




Netti 4U comfort	CE PLUS	CE PLUS	CES PLUS	CES PLUS
Especificação	mín.	máx.	mín.	máx.
Comprimento total com apoio de pernas / sem apoio de pernas	1160 mm / 960 mm	–	1050 mm / 950 mm	–
Largura total	530 mm	680 mm	530 mm	680 mm
Altura sem apoio de cabeça	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Comprimento dobrada	660 mm	–	610 mm	–
Largura dobrada	630 mm	–	630 mm	–
Largura dobrada – sem rodas	470 mm	620 mm	470 mm	620 mm
Altura dobrada – sem rodas	600 mm	–	600 mm	–
Peso total	29,0 kg	–	27,0 kg	–
Peso da peça mais pesada – chassis	18,5 kg	–	18,5 kg	–
Estabilidade estática em subidas	0	28°	0	28°
Ângulo do plano do assento	-5°	20°	-5°	20°
Profundidade efetiva do assento	425 mm	500 mm	375 mm	450 mm
Largura efetiva do assento	350 mm	500 mm	350 mm	500 mm
Altura da superfície do assento à frente	465 mm	500 mm	465 mm	500 mm
Ângulo do encosto	90°	-135°	90°	-135°
Altura do encosto	500 mm	–	500 mm	–
Distância entre a placa de pés e o assento	280 mm	560 mm	280 mm	560 mm
Ângulo da superfície entre a perna e o assento	105°	182°	105°	182°
Distância entre o apoio dos braços e o assento	270 mm	360 mm	270 mm	360 mm
Localização dianteira da estrutura do apoio de braço	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
Diâmetro do aro de propulsão	535 mm	–	535 mm	–
Localização do eixo horizontal	-50 mm	25 mm	-50 mm	25 mm
Freio de estacionamento – declive seguro	0	7°	0	7°
Raio de viragem mínimo, apoios de pernas verticais	810 mm	–	810 mm	–

Medidas do modelo CE PLUS: Largura do assento 500 mm. Medida sem almofadas.

Medidas do modelo CES PLUS: Largura do assento 350 mm. Medida sem almofadas.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Motivo/Ação	Referência no manual
A cadeira de rodas está indo torta	<ul style="list-style-type: none"> Os cubos da roda principal podem estar montados incorretamente. Um dos freios pode estar muito apertado. O usuário está sentado muito torto na cadeira. O usuário pode ser mais forte em um lado do que no outro. 	6.2 6.13
A cadeira de rodas é pesada para manobrar	<ul style="list-style-type: none"> Os cubos da roda principal podem estar montados incorretamente. Limpar os rodízios dianteiros e forquetas de sujeira. Excesso de peso sobre os rodízios dianteiros. 	6.2
A cadeira de rodas é pesada para manobrar	<ul style="list-style-type: none"> Verificar se os rodízios dianteiros não estão fixados em demasia. Limpar os rodízios dianteiros e forquetas de sujeira. Verificar se os rodízios dianteiros estão colocados na posição correta. Excesso de peso sobre os rodízios dianteiros, ajustar o equilíbrio da cadeira. 	6.3 6.3
As rodas principais são difíceis de colocar e retirar	<ul style="list-style-type: none"> Limpar e lubrificar a liberação rápida. Ajustar a bucha do cubo mais para fora do chassis. 	6.2 6.4
Os freios não estão funcionando bem	<ul style="list-style-type: none"> Verificar a distância entre as rodas e os freios. Ajustar o freio. 	6.13
Os rodízios dianteiros balançam e a cadeira de rodas está trêmula	<ul style="list-style-type: none"> As forquetas dianteiras não estão devidamente fixadas. Ajustar o ângulo da forqueta dianteira. Excesso de peso sobre os rodízios dianteiros irá provocar um balanceamento, ajustar o equilíbrio da cadeira. Apertar todos os parafusos. 	

-  Favor contatar seu vendedor para obter informações sobre os centros de serviço autorizados para prestar assistência, se a solução não for obtida nesse formulário.
-  Sempre que forem necessárias peças de reposição, contatar seu vendedor.
-  Se forem realizadas alterações que afetem a construção do chassis, contatar o vendedor / fabricante para confirmação.

13. TESTES E GARANTIA

13.1 TESTES

A Netti 4U CE PLUS / CES PLUS foi testada e aprovada para uso no interior e no exterior. A cadeira tem a marca CE.

Peso máximo do usuário: 135 kg.

Foi testada pela TÜV Süd Product Service GmbH de acordo com a norma DIN EN 12183:2014.



A cadeira foi sujeita ao teste de colisão em TASS International, Países Baixos, de acordo com a norma ISO 7176-19:2008.

O sistema de assento foi testado quanto à resistência ao fogo de acordo com a norma EN 1021-2:2014.



Ao montar acessórios como o kit de alimentação, etc., o peso dos acessórios deve ser subtraído do peso máximo do usuário.



As especificações variam entre países.

13.2 GARANTIA

A Alu Rehab oferece uma garantia de 5 anos para todos os componentes do chassis e no conjunto do tubo transversal. Para todos os restantes componentes com a marca CE, exceto baterias, é oferecida uma garantia de 2 anos. Para as baterias é fornecida uma garantia de 6 meses.



A Alu Rehab não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes de instalações e/ou reparos inadequados ou não profissionais, negligência, ou desgaste resultantes de alterações efetuadas na cadeira de rodas por centros não autorizados pela Alu Rehab ou pelo uso de peças de reposição entregues ou produzidas por terceiros.

Nesses casos, essa garantia será considerada nula e sem efeito.



Essa garantia só é válida se o usuário utilizar, proceder à manutenção de e manusear a cadeira de rodas conforme descrito nesse manual do usuário.

13.3 RECLAMAÇÕES

Se um produto apresentar uma avaria durante o período de garantia como resultado de um defeito de design ou fabrico, pode enviar uma reclamação ao abrigo da garantia.

- As reclamações devem ser encaminhadas assim que um defeito for detectado e, o mais tardar, 2 semanas após a deteção do defeito.
- As reclamações devem ser dirigidas ao agente de vendas da cadeira de rodas. Ter em atenção que a documentação de venda tem que ser preenchida e assinada corretamente com o número de série e o eventual número NeC, de forma a documentar a hora e o local de compra da cadeira de rodas.
- O agente de vendas e a Alu Rehab devem decidir se um defeito está coberto pela garantia. O reclamante será informado sobre a decisão logo que possível.
- Se a reclamação for aceite, o agente de vendas e o representante da Alu Rehab devem decidir se o produto será reparado, substituído ou se o cliente tem direito a um preço reduzido.
- Se uma reclamação ao abrigo da garantia for considerada inválida – após uma inspeção cuidadosa do defeito (defeito devido a uso incorreto e/ou falta de manutenção necessária), pode decidir se pretende que o produto com defeito seja reparado (se possível) às suas custas, ou se pretende adquirir um novo produto.



Desgaste normal, utilização incorreta ou o manuseio incorreto não é motivo para tais reclamações.



O usuário é responsável pelo uso, manutenção e manuseio da cadeira de rodas conforme descrito no manual do usuário para que as reclamações sejam aceitas.

13.4 ADAPTAÇÕES PERSONALIZADAS/ INDIVIDUAIS NETTI

As adaptações personalizadas/individuais Netti são definidas como todos os ajustes que não estão incluídos nesse manual. As adaptações individuais feitas pela Alu Rehab são marcadas com um número único NeC para identificação.

As cadeiras de rodas especialmente ajustadas/adaptadas pelo cliente não podem manter a marca CE fornecida pela Alu Rehab A.S Norway. Se os ajustes forem realizados por outro vendedor que não os aprovados pela Alu Rehab, a garantia dada pela Alu Rehab A.S Norway não será válida.

Se houver alguma incerteza sobre ajustes e adaptações especiais, contatar a Alu Rehab A.S.




Se você tiver necessidades diferentes das cobertas por nosso programa standard de cadeira de rodas, entrar em contato com o serviço ao cliente para eventuais ajustes ou soluções individuais.

13.5 COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS

Combinações da Netti e outros produtos não fabricados pela Alu Rehab A.S; Regra geral, nesses casos, a marca CE de todos os produtos envolvidos não será válida.

Contudo, a Alu Rehab A.S fez acordos com alguns fabricantes sobre algumas combinações. Através dessas combinações, a marca CE e as garantias são válidas.

-  **Para mais informações, contatar seu vendedor ou a Alu Rehab A.S Norway diretamente.**







RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

A Netti 4U CE PLUS / CES PLUS com diferentes configurações de equipamentos Netti foi testada/avaliado o risco pela Alu Rehab.

Quaisquer alterações ou substituições não devem ser feitas nos pontos de fixação da cadeira de rodas ou nas peças estruturais e chassis sem consultar o fabricante da cadeira de rodas Alu Rehab.

Substituições ou alterações de componentes de fornecedores terceiros para a Netti 4U CE PLUS requerem a avaliação de risco e aceitação da responsabilidade e segurança do produto pelo uso da cadeira de rodas do fabricante que está executando a substituição ou alteração.

13.6 SERVIÇO E REPARO

-  **Informações sobre os serviços de reparo e assistência em sua área, contatar seu vendedor local.**
-  **Um número de identificação único/número de série se encontra no chassis da roda no lado esquerdo da cadeira.**
-  **Um catálogo de peças de reposição para a cadeira de rodas pode ser obtido através de seu vendedor local ou baixado em www.My-Netti.com**
-  **Um manual de renovação para a cadeira de rodas pode ser obtido através de seu vendedor local ou baixado em www.My-Netti.com**
-  **Informações sobre a segurança do produto e eventualmente, as recolhas podem ser encontradas em nossa página [www. My-Netti.com](http://www.My-Netti.com)**
-  **Um manual de reciclagem para a cadeira de rodas pode ser obtido através de seu vendedor local ou baixado em www.My-Netti.com**

14. MEDIDAS E PESO

	Largura do assento*	Profundidade do assento**	Altura do encosto***	Largura total	Largura de transporte	Peso
CES PLUS	350 mm	375–450 mm	500 mm	530 mm	480 mm	27,0 kg
CES PLUS	400 mm	375–450 mm	500 mm	580 mm	530 mm	27,5 kg
CES PLUS	450 mm	375–450 mm	500 mm	630 mm	580 mm	28,0 kg
CES PLUS	500 mm	375–450 mm	500 mm	680 mm	630 mm	28,5 kg
CE PLUS	350 mm	425–500 mm	500 mm	530 mm	480 mm	27,5 kg
CE PLUS	400 mm	425–500 mm	500 mm	580 mm	530 mm	28,0 kg
CE PLUS	450 mm	425–500 mm	500 mm	630 mm	580 mm	28,5 kg
CE PLUS	500 mm	425–500 mm	500 mm	680 mm	630 mm	29,0 kg

* Medida entre as laterais.

** Medida a partir da parte dianteira da placa do assento até à articulação do encosto.
Profundidade do assento ajustável em passos de 25 mm.
500 mm é a profundidade do assento padrão.

*** Medida da placa do assento até à parte superior do encosto.



O peso inclui rodas principais, rodízios dianteiros, apoios de pernas e apoios de braços. Sem almofadas.



Peso máximo do usuário 135 kg.



Ao montar acessórios como o kit de alimentação, etc., o peso dos acessórios deve ser subtraído do peso máximo do usuário.



A bagagem carregada na cadeira de rodas não deve exceder os 10 kg.
A bagagem não deve ser colocada de forma a reduzir a estabilidade na cadeira.



A pressão de enchimento recomendada para pneus de ar é de: 45 PSI – rodas principais, 36 PSI – rodízios dianteiros.



Fabricante:

Alu Rehab AS
Bedriftsveien 23
N-4353 Klepp Stasjon
Noruega



post@My-Netti.com
T: +47 51 78 62 20
my-netti.no

Distribuidor



Alu Rehab ApS
Kløftehøj 8
DK-8680 Ry
Dinamarca



info@my-netti.com
T: +45 87 88 73 00
F: +45 87 88 73 19
my-netti.dk

Distribuidor

Meyra GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Alemanha

info@my-netti.com
T: +49 5733 922 311
F: +49 5733 922 9311
my-netti.de

Distribuidor

MDH Sp. zo.o.
ul. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 tódz
Polónia

biuro@mdh.pl
T: +48 42 674 83 84
my-netti.com