



**Netti**<sup>®</sup> *repose-jambe DYNAMIC*  
Brevet EP 2836184

# Manuel d'utilisation et description du montage



**CE** Ce produit est conforme à la directive  
2017/745/EU pour les produits médicaux.

UM0115 FR 2021-03

*inspire  
joy of life*

# CONTENU

<b>1.</b>	<b>INTRODUCTION AUX REPOSE-JAMBES NETTI DYNAMIC</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>PROPRIÉTÉS DU NETTI DYNAMIC DUAL</b>	<b>5</b>
	APERÇU FONCTIONNEL	6
<b>3.</b>	<b>UTILISATION QUOTIDIENNE</b>	<b>8</b>
3.1	MONTER LES REPOSE-JAMBES	8
3.2	PROTÈGE-CHEVILLES	8
3.3	VERROU DU REPOSE-PIED	9
<b>4.</b>	<b>AJUSTEMENT DU REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC À L'UTILISATEUR</b>	<b>10</b>
4.1	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-JAMBE	10
4.2	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU MARCHEPIED	11
<b>5.</b>	<b>RÉGLAGE DES REPOSE-MOLLETS</b>	<b>11</b>
5.1	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-MOLLET	11
5.2	RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU REPOSE-MOLLET	12
5.3	VERROUILLER LE REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC DUAL	12
<b>6.</b>	<b>RÉGLAGE DE L'ANGLE DU REPOSE-PIED</b>	<b>13</b>
6.1	RÉGLAGE DE L'ANGLE DU MARCHEPIED NETTI DYNAMIC DUAL	13
<b>7.</b>	<b>REPOSE-JAMBES NETTI DYNAMIC POUR DIFFÉRENTES LONGUEURS DE JAMBE</b>	<b>14</b>
7.1	RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU MARCHEPIED UNILATÉRAL	14

8.	LARGEURS ET HAUTEURS DE CHAISE ET TISSU POUR LE REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC DUAL	16
9.	TRANSPORT	17
10.	MAINTENANCE	17
11.	DÉPANNAGE	18
12.	TESTS ET GARANTIE	18



# 1. INTRODUCTION AUX REPOSE-JAMBES NETTI DYNAMIC

## LE CONCEPT : LE SYSTÈME NETTI DYNAMIC

### QU'EST-CE QUE LE NETTI DYNAMIC SEATING ?

Le Netti Dynamic System est un fauteuil roulant à inclinaison de l'assise et du dossier qui permet des mouvements contrôlés de la chaîne cinétique ouverte (OK-C) de l'utilisateur.

Les fauteuils roulants à confort statique peuvent être adaptés pour soutenir les segments distaux de l'utilisateur. Le mouvement OK-C contrôlé a un impact additionnel :

Les segments distaux peuvent bouger, avec une résistance modérée. Le mouvement OK-C permet de contrôler les segments proximaux, notamment lorsque l'utilisateur ne peut pas inhiber les mouvements musculaires en raison de son état de santé.

### EXEMPLES DE MOUVEMENTS INVOLONTAIRES :

- **Dystonie** - contractions musculaires involontaires, intermittentes ou prolongées qui peuvent être à l'origine de torsions, de mouvements répétitifs, de postures anormales ou les deux. Le tonus musculaire va de l'hypotonie à l'hypertonie en passant par un état normal.
- **Athétose** – mouvements lents, involontaires et sinueux.
- **Chorée** – mouvements brefs, brusques et irréguliers.
- **Tremblement** – mouvement rythmique d'une partie du corps.
- **Hémiballisme** – mouvements brusques de projection d'un bras ou d'une jambe, faisant souvent suite à un accident cérébrovasculaire.
- **Clonus** – séries de contractions musculaires rapides, souvent répétitives.

Une description plus détaillée du diagnostic et des recommandations de produits Netti Dynamic est fournie dans le manuel d'utilisation UM0116 de l'ensemble du Netti Dynamic System.

-  **Avant d'utiliser le Netti Dynamic System (NDS) ou l'un de ses composants, une évaluation de l'assise doit être effectuée par un professionnel qualifié.**



Le réglage et l'utilisation d'un fauteuil roulant avec système dynamique est différent des fauteuils roulants statiques.

Veillez étudier ce manuel et également lire attentivement le manuel d'utilisation du fauteuil roulant sur lequel les repose-jambes dynamiques ont été montés.

Les points importants sont indiqués par les symboles suivants :



**Symbole d'actions interdites.**  
Aucune garantie ne peut être invoquée en cas d'exécution de ces actions.



**Symbole d'avertissement.**  
Chaque fois que ce symbole est utilisé, il convient de faire attention.



**Symbole pour des informations importantes.**



**Symbole pour des conseils utiles.**



**Symbole pour des outils.**

## 2. PROPRIÉTÉS DU NETTI DYNAMIC DUAL


Le repose-jambe Netti Dynamic DUAL est spécialement conçu pour les utilisateurs qui exercent une force inégale avec leurs extrémités inférieures, créant ainsi une chaîne cinétique ouverte.

Les vérins à gaz fonctionnent indépendamment et permettent d'étendre les repose-jambes de manière différente, en inclinant le marchepied à la fois sur le côté et vers l'avant.



Cette multitude de mouvements flexibles possibles donne à l'utilisateur la liberté d'effectuer des mouvements de jambes volontaires et involontaires à un degré très élevé.

Lorsque les forces d'extension sont réduites, les vérins à gaz ramènent doucement les pieds et les jambes en position initiale.



**L'usure du fauteuil roulant est considérablement réduite** puisque les forces appliquées sont absorbées par le système flexible.



## APERÇU FONCTIONNEL

Les repose-jambes Netti Dynamic permettent des mouvements contrôlés de la chaîne cinétique ouverte (OK) des extrémités inférieures de l'utilisateur.

Contrairement aux fauteuils roulants statiques, les segments distaux de l'utilisateur sont soutenus mais peuvent bouger. Cela permet de contrôler les segments proximaux, notamment lorsque l'utilisateur ne peut pas inhiber les mouvements en raison de son état de santé.


Les utilisateurs avec des mouvements irréguliers des extrémités inférieures doivent utiliser les repose-jambes Netti Dynamic **DUAL**.

Le repose-jambe Netti Dynamic System **DUAL** permet :

- Flexion plantaire dynamique des pieds (le repose-jambe pivote vers l'avant).
- Extension unilatérale dynamique de la hanche (le repose-jambe unique descend).
- Extension dynamique du genou : (les repose-jambes se déplacent vers l'avant).



**Lorsque le tonus diminue, les membres inférieurs sont soutenus vers leur position de repos.**



## RÉGLAGES DU REPOSE-JAMBE

Pour chaque utilisateur, des ajustements sont nécessaires afin de répondre aux besoins uniques de l'utilisateur.



**Le réglage doit être effectué par un professionnel qualifié.**

La gamme de repose-jambes Netti Dynamic s'adapte à différentes largeurs de siège.  
Tailles disponibles : voir le tableau en page 15.

## LE REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC DUAL

est spécialement conçu pour tenir compte des forces inégales exercées par les jambes. Extension unilatérale de la hanche (la partie gauche ou droite du repose-jambe descend).

Le repose-jambe Netti Dynamic DUAL est proposé dans deux longueurs différentes.

Le repose-jambe **court** Netti Dynamic DUAL convient aux personnes dont la longueur du bas des jambes se situe entre environ 350 mm et environ 500 mm (mesurée lorsque les genoux sont fléchis à 90°, du dessous de la cuisse au dessous du talon - chaussures normales comprises).

Le repose-jambe **de longueur normale** Netti Dynamic DUAL convient aux personnes dont la longueur du bas des jambes est supérieure à 500 mm.

Voir le tableau et les tailles en page 15 de ce manuel d'utilisation.



## 3. UTILISATION QUOTIDIENNE


### 3.1 MONTER LES REPOSE-JAMBES

AU FAUTEUIL ROULANT. S'ASSURER QUE L'ANGLE DU REPOSE-JAMBE EST OUVERT LORS DE L'INTRODUCTION :

- Positionner le boulon verticalement dans le trou du châssis.
- Le tourner d'environ 30 degrés vers l'extérieur pour qu'il entre facilement.
- Le tourner vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position d'utilisation.

Lorsque le marchepied est replié, il y a de l'espace libre pour les transferts.

Le marchepied se rabat de la gauche vers le bas et se verrouille sur le côté droit ; cela donne une plate-forme solide pour les pieds.



### 3.2 PROTÈGE-CHEVILLES

Le marchepied est doté de trous pour le montage comme accessoires de protège-chevilles ou de coques à chaussures.

- i** Les protège-chevilles sont utiles lorsque les mouvements involontaires des jambes font glisser les pieds du marchepied.

Les protège-chevilles sont montés sur le marchepied en enfilant les ceintures de fixation dans les trous du marchepied et en les fixant avec des boucles sur le dessous du marchepied.



### 3.3 VERROU DU REPOSE-PIED

Une fois les deux repose-jambes en place, le marchepied se replie dans le verrou du repose-jambe droit.




#### VERROU



Le verrou se ferme en tournant la bague extérieure de 90 degrés vers l'avant !



Le verrou du marchepied **DOIT** toujours être fermé lorsque le fauteuil est occupé.




## 4. AJUSTEMENT DU REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC À L'UTILISATEUR

### 4.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-JAMBE

Mesurer la longueur du bas de la jambe de l'utilisateur F (genou plié à 90 degrés) et mesurer depuis le dessous de la cuisse jusqu'au dessous du talon de la chaussure.

L'articulation centrale du repose-jambe est cachée sous le rembourrage de l'articulation du genou. L'illustration avec le rembourrage retiré montre le centre de l'articulation de genou du repose-jambe. Celui-ci doit être aligné horizontalement et verticalement avec l'articulation du genou de l'utilisateur en réglant la profondeur du siège et la hauteur du marchepied.



#### NB ! PROFONDEUR D'ASSISE CORRECTE :

- Desserrer les bandes Velcro du dossier.  
Vérifier que l'utilisateur est bien assis dans le fauteuil et qu'il repose sur le coussin du dossier.
- Régler le dossier en tirant sur les sangles du Velcro. Les genoux de l'utilisateur doivent être alignés avec l'articulation du repose-jambe, tant en hauteur qu'en profondeur. Cela permettra à l'utilisateur de bénéficier d'un bon soutien du dos et d'une bonne répartition de la pression sous les cuisses.
- Laisser un espace libre de 30 à 40 mm entre la cuisse de l'utilisateur et l'avant de la plaque d'assise.

La profondeur de l'assise peut être réglée en :  
déplaçant les rallonges du repose-jambe et en augmentant ainsi la profondeur d'assise à l'avant et en repositionnant les charnières du dossier du fauteuil pour régler la profondeur de l'assise vers l'arrière. Tenir compte de l'équilibre du fauteuil roulant.

Voir les informations complémentaires sur le réglage de la profondeur d'assise dans le manuel d'utilisation du fauteuil roulant.



## 4.2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU MARCHEPIED

- Desserrer les vis M6 qui maintiennent le profilé de longueur du repose-jambe à l'extérieur avec une clé Allen de 5 mm.
- Régler le marchepied à une hauteur égale à la longueur du bas de la jambe, du haut du bord avant du coussin d'assise au marchepied – dimension F.



S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace libre sous le marchepied pour que le fauteuil roulant puisse franchir des obstacles mineurs. Une légère inclinaison de l'unité d'assise peut aider.

Si ce n'est pas suffisant, la hauteur du fauteuil doit être réglée comme décrit dans le manuel d'utilisation principal du modèle de fauteuil roulant.




## 5. RÉGLAGE DES REPOSE-MOLLETS

Une fois les deux repose-jambes à la bonne hauteur, les repose-mollets doivent être ajustés :

### 5.1 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-MOLLET



- Desserrer les deux vis M6 avec une clé Allen de 5 mm (sur les supports en demi-lune) en maintenant le bras du coussinet du repose-mollet. Cela permet au bras du coussinet du repose-mollet de se déplacer de haut en bas. Les repose-mollets doivent, en plus de soutenir le mollet, aider à empêcher les pieds de glisser vers l'arrière du marchepied.
- Choisir une hauteur couvrant la partie moyenne et inférieure du mollet de l'utilisateur et serrer les vis.
- Faire pivoter les coussinets de mollet pour former un angle et soutenir la jambe lorsque le repose-pied est incliné. Les coussinets pour mollet peuvent pivoter librement pour suivre les mouvements et s'adapter à la position des jambes de l'utilisateur.



## 5.2 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU REPOSE-MOLLET

- Desserrer la vis M8 qui maintient le coussinet de mollet sur le bras du coussinet de mollet.
- Clé de 13 mm (2 pièces) et
- Faire glisser le coussinet de mollet vers l'intérieur ou l'extérieur à la profondeur souhaitée. Le coussinet pour mollet touche à peine le mollet lorsque les pieds se trouvent au milieu du marche-pied.

En plus de soutenir le mollet, ils doivent également empêcher les pieds de glisser vers l'arrière du marche-pied.



## 5.3 VERROUILLER LE REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC DUAL

-  Les boutons rouges permettent de verrouiller l'élévation dynamique de la plaque du repose-jambe.
-  Pour l'utilisation dynamique du Netti Dynamic System (OK-C), ces boutons doivent rester desserrés afin de permettre à l'articulation du genou de bouger (« mouvement OK-C » pour l'articulation du genou).
-  Le verrouillage du repose-jambe peut être nécessaire si une extension soudaine risque d'amener les repose-jambes à blesser les personnes se trouvant à proximité ou autour. C'est également nécessaire si le fauteuil roulant Netti est utilisé comme siège dans une voiture. .




## 6. RÉGLAGE DE L'ANGLE DU REPOSE-PIED

### 6.1 RÉGLAGE DE L'ANGLE DU MARCHEPIED NETTI DYNAMIC DUAL

- Desserrer la vis M8 sur le marchepied gauche à l'aide d'une clé Allen de 6 mm. Cela permet au marchepied de pivoter.

Choisir l'angle du marchepied le plus proche de l'angle du pied de l'utilisateur.

- Fixer fermement les vis de façon à ce que le marchepied ne bouge pas.



-  **Veillez noter que le marchepied DUAL permet toujours une certaine rotation vers l'avant pour fléchir lorsque l'utilisateur étend ses pieds.**

-  **Veillez noter qu'il est important de lubrifier les profilés de longueur de glissement avec de la vaseline blanche pour garantir le bon fonctionnement des repose-jambes du Netti Dynamic System DUAL.**



## 7. REPOSE-JAMBES NETTI DYNAMIC POUR DIFFÉRENTES LONGUEURS DE JAMBE

### 7.1 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU MARCHEPIED UNILATÉRAL

**Avec une longueur de jambe ou une position de jambe inégale :**

Le repose-jambe et la profondeur du marchepied peuvent être réglés pour compenser en utilisant des pièces de rallonge et un support de rallonge sur le repose-jambe droit.

La pièce de rallonge est tirée vers l'avant et fixée à la longueur nécessaire du côté où la jambe est plus longue.

Le repose-jambe se trouve dans la pièce de rallonge et se déplace donc également vers l'avant.


Pour que le marchepied s'insère dans le verrouillage du marchepied après le réglage unilatéral de la rallonge, il doit être repositionné.

Le verrou du marchepied est retiré du profilé longitudinal où il se trouve normalement, et monté sur le support de rallonge.

Le support de rallonge est monté sur le profilé longitudinal où se trouvait le verrou.




- Fixer le support de rallonge avec 2 vis M6 en se servant d'une clé Allen de 5 mm à travers le profilé de longueur dans 2 écrous.
- Fixer le verrou du marchepied avec une vis M8 et une clé Allen de 6 mm.



- i** L'image de droite montre le support qui s'avance, ce qui permet d'allonger la jambe gauche. Le repose-jambe droit et le coussinet du mollet doivent être déplacés vers l'arrière pour un ajustement à un utilisateur avec une jambe droite plus courte.


- i** L'image de droite montre le support qui recule, ce qui permet d'allonger la jambe droite. Le repose-jambe droit et le coussinet du mollet doivent être déplacés vers l'avant pour un ajustement à un utilisateur avec une jambe droite plus longue.



Toutes les illustrations de montage s'appliquent au Netti Dynamic PARALLELE.

La procédure de montage pour le Netti Dynamic DUAL est similaire.

**Kit de plate-forme de rallonge pour le repose-jambe DUAL : 82940 et 82941.**



## 8. LARGEURS ET HAUTEURS DE CHAISE ET TISSU POUR LE REPOSE-JAMBE NETTI DYNAMIC DUAL:

LARGEUR DU FAUTEUIL EN MM	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE D TISSU 3D	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE G TISSU 3D	MARCHEPIED *A (HAUTEUR 20 CM)	COUSSINET DE MOLLET	RÉF. ART.
350	82856	82857	82872	82862	82907
380	82856	82857	82873	82862	82908
400	82856	82857	82874	82863	82909
430	82856	82857	82875	82863	82910
450	82856	82857	82876	82864	82911
500	82856	82857	82877	82865	82912
LARGEUR DU FAUTEUIL EN MM	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE D TISSU 3D	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE G TISSU 3D	MARCHEPIED *B (HAUTEUR 30 CM)	COUSSINET DE MOLLET	RÉF. ART.
350	82856	82857	82880	82862	82915
380	82856	82857	82881	82862	82916
400	82856	82857	82882	82863	82917
430	82856	82857	82883	82863	82918
450	82856	82857	82884	82864	82919
500	82856	82857	82885	82865	82920
LARGEUR DU FAUTEUIL EN MM	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE R TISSU FACILE D'ENTRETIEN	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE G TISSU FACILE D'ENTRETIEN	MARCHEPIED *A (HAUTEUR 20 CM)	COUSSINET DE MOLLET	RÉF. ART.
350	82858	82859	82872	82862	82923
380	82858	82859	82873	82862	82924
400	82858	82859	82874	82863	82925
430	82858	82859	82875	82863	82926
450	82858	82859	82876	82864	82927
500	82858	82859	82877	82865	82928
LARGEUR DU FAUTEUIL EN MM	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE R TISSU FACILE D'ENTRETIEN	RÉGLAGE DU RE-POSE-JAMBE G TISSU FACILE D'ENTRETIEN	MARCHEPIED *B (HAUTEUR 30 CM)	COUSSINET DE MOLLET	RÉF. ART.
350	82858	82859	82880	82862	82931
380	82858	82859	82881	82862	82932
400	82858	82859	82882	82863	82933
430	82858	82859	82883	82863	82934
450	82858	82859	82884	82864	82935
500	82858	82859	82885	82865	82936

**i** Pour définir la hauteur correcte du marchepied, mesurer la longueur du bas de la jambe avec des chaussures normales et la réduire en fonction de l'épaisseur du coussin du siège. Si la longueur est inférieure à 450 mm, choisir une hauteur de marchepied de 200 mm. Si elle est supérieure à 450 mm, choisir une hauteur de marchepied de 300 mm.

\* A Hauteur du marchepied 200 mm :  
La distance entre le marchepied et la plaque d'assise est d'au moins 300 mm à 450 mm.

\* B Hauteur du marchepied 300 mm :  
La distance entre le marchepied et la plaque d'assise est d'au moins 450 mm à 600 mm.

**!** Pour les fauteuils roulants dont la largeur d'assise est de 500 mm et plus, il faut monter les supports de rallonge renforcés pour fixer les repose-jambes.

## 9. TRANSPORT

Les fauteuils roulants équipés du repose-jambe Netti Dynamic System peuvent être utilisés comme siège à bord d'un véhicule si le fauteuil a été testé et homologué conformément à la norme ISO 7176-19. Veuillez suivre la description de la fixation du fauteuil et de l'utilisateur telle que décrite dans le manuel d'utilisation du fauteuil roulant.

-  **Le repose-jambe Netti Dynamic doit être verrouillé lorsque le fauteuil roulant est utilisé comme siège dans une voiture.**



## 10. MAINTENANCE

Tous les fauteuils équipés du Netti Dynamic System doivent faire l'objet d'une attention particulière quant à leur entretien par comparaison aux fauteuils sans système dynamique, en raison de l'utilisation intensive à laquelle ils sont sujets.

-  **Suivez les instructions d'entretien du fauteuil roulant figurant dans le manuel d'utilisation en veillant particulièrement à bien serrer l'ensemble des vis et à inspecter toutes les articulations.**
-  **Examinez les ceintures et les harnais à la recherche d'éventuels signes d'usure. Les remplacer, si nécessaire.**

### LUBRIFICATION DU REPOSE-JAMBE DU NETTI DYNAMIC SYSTEM

-  **Veillez noter qu'il est important de lubrifier les profilés de longueur de glissement avec de la vaseline blanche pour garantir le bon fonctionnement des repose-jambes du Netti Dynamic System. En l'absence de lubrification régulière, certaines pièces pourront émettre des bruits.**

## 11. DÉPANNAGE

Veillez étudier les recommandations figurant dans le manuel d'utilisation des fauteuils roulants sur lesquels a été installé un repose-jambe Netti Dynamic System, par exemple :

Netti III HD (Netti Dynamic III HD)  
Netti 4U CED (Netti Dynamic CED)  
Netti BASE (Netti Dynamic BASE)  
etc.

## 12. TESTS ET GARANTIE

-  Les repose-jambes Netti Dynamic ont été testés sur plusieurs fauteuils roulants Netti différents - à la fois des tests de collision selon ISO 7176-19 et des tests de durabilité selon la norme de fauteuil roulant manuel EN 12183..
-  Les supports de jambe Netti Dynamic sont fabriqués selon le système de qualité Alu Rehab selon ISO 13485.
-  Les réclamations de garantie énoncées dans le manuel d'utilisation du fauteuil roulant s'appliquent également aux fauteuils roulants équipés du Netti Dynamic System lorsque ce système ou des éléments de ce système sont montés et réglés pour l'utilisateur sous la supervision d'un agent certifié Netti Dynamic System.
-  Contactez votre revendeur local pour toute question portant sur les personnes certifiées Netti Dynamic System.
-  Les données à jour concernant le fauteuil roulant et le Netti Dynamic System sont disponibles sur [www.My-Netti.fr](http://www.My-Netti.fr)





**Fabricant :**

Alu Rehab AS  
Bedriftsveien 23  
N-4353 Klepp Stasjon  
Norvège



✉ post@My-Netti.com  
T : +47 51 78 62 20  
my-netti.no

---

**Distributeur**



Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry  
Danemark



info@my-netti.com  
T : +45 87 88 73 00  
F : +45 87 88 73 19  
my-netti.dk

**Distributeur**

Meyra GmbH  
Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal  
Allemagne

info@my-netti.com  
T : +49 5733 922 311  
F : +49 5733 922 9311  
my-netti.de

**Distributeur**

Meyra Netti SAS  
11 rue du Bois du Pont  
Lot 2, ZI Béthunes  
95310 St Ouen L'Aumône  
France  
info@meyra-netti.fr  
Tél : +33 01 34 64 15 58  
Fax : +33 01 83 71 85 63  
my-netti.com

A large, stylized graphic of a butterfly in shades of grey and orange, positioned on the right side of the page, partially overlapping the distributor information.