



**Netti**<sup>®</sup> *DYNAMICZNY* podnózek  
Patent EP 2836184

# Instrukcja obsługi i opis montażu



**CE** Ten produkt jest zgodny z  
2017/745/UE dla wyrobów medycznych.

UM0115 PL 2021-03

*inspire  
joy of life*

# SPIS TREŚCI

<b>1.</b>	<b>WSTĘP DO PODNÓŻKÓW NETTI DYNAMIC</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>NETTI DYNAMIC DUAL – WŁAŚCIWOŚCI</b>	<b>5</b>
	PRZEGLĄD FUNKCJONALNY	6
<b>3.</b>	<b>CODZIENNE UŻYTKOWANIE</b>	<b>8</b>
3.1	MONTAŻ PODNÓŻKÓW	8
3.2	OPASKI NA KOSTKI	8
3.3	BLOKADA PŁYTY NOŻNEJ	9
<b>4.</b>	<b>REGULACJA PODNÓŻKA NETTI DYNAMIC DO UŻYTKOWNIKA</b>	<b>10</b>
4.1	REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA	10
4.2	REGULACJA WYSOKOŚCI PŁYTY NOŻNEJ	11
<b>5.</b>	<b>REGULACJA OPARCIA ŁYDKI</b>	<b>11</b>
5.1	REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA ŁYDKI	11
5.2	REGULACJA GŁĘBOKOŚCI OPARCIA ŁYDKI	12
5.3	BLOKOWANIE PODNÓŻKA NETTI DYNAMIC DUAL	12
<b>6.</b>	<b>REGULACJA KĄTA PŁYTY NOŻNEJ</b>	<b>13</b>
6.1	PŁYTA NOŻNA NETTI DYNAMIC DUAL - REGULACJA KĄTA	13
<b>7.</b>	<b>PODNÓŻKI NETTI DYNAMIC DO RÓŻNYCH WYSOKOŚCI NÓG</b>	<b>14</b>
7.1	REGULACJA GŁĘBOKOŚCI JEDNOSTRONNEJ PŁYTY NOŻNEJ	14

8.	SZEROKOŚĆ WÓZKA, WYSOKOŚĆ I TKANINA NA PODPÓRKĘ NETTI DYNAMIC DUAL	16
9.	TRANSPORT	17
10.	KONSERWACJA	17
11.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	18
12.	TESTY I GWARANCJA	18



# 1. WSTĘP DO PODNÓŻKÓW NETTI DYNAMIC

## KONCEPCJA: NETTI DYNAMIC SYSTEM

### CZYM JEST NETTI DYNAMIC SEATING?

Netti Dynamic System to odchylany i pochylany wózek inwalidzki, umożliwiający kontrolowane otwarte ruchy kinetyczne (OK-C).

Statyczne komfortowe wózki inwalidzkie mogą być stosowane do wspomagania segmentów dystalnych użytkownika. Kontrolowany ruch OK-C ma specjalny wpływ:

segmenty dystalne mogą się poruszać z umiarkowanym oporem. OK-C pomaga uzyskać kontrolę nad segmentami proksymalnymi, zwłaszcza kiedy użytkownik nie może hamować ruchów mięśni ze względu na stan medyczny.

### PRZYKŁADY RUCHÓW MIMOWOLNYCH TO:

- **Dystonia** – mimowolne, ciągle lub przerywane skurcze mięśni, które mogą powodować ruchy skręcające i powtarzające się, nietypową postawę lub obydwa te objawy. Napięcie mięśni zmienia się z normalnego lub hipotonii na hipertonię.
- **Atetoza** – wolny, mimowolny ruch wijący.
- **Pląsawica** – krótkie, nieregularne ruchy drgające.
- **Drżenie** – rytmiczny ruch części ciała.
- **Hemibalizm** – ruchy gwałtowne ciskające/rzucające jednej ręki lub nogi, występujące z reguły wskutek zdarzenia mózgowo-naczyniowego.
- **Klonus** – gwałtowne drgania mięśni, które się często powtarzają.

Bardziej szczegółowy opis diagnozy i zaleceń dotyczących produktu Netti Dynamic znajduje się instrukcji obsługi UM0116 całego Netti Dynamic System.

- ⚠ **Przed użyciem Netti Dynamic System (NDS) lub jakiegokolwiek jego komponentu przeszkolony specjalista musi wykonać ocenę siedzenia.**



Wózek inwalidzki z systemem dynamicznym musi być regulowany i obsługiwany inaczej niż statyczne wózki inwalidzkie.

Należy zapoznać się z tą instrukcją i również dokładnie zwrócić uwagę na instrukcję obsługi wózka inwalidzkiego, gdzie zamontowano podnóżki.

Ważne elementy są oznaczone poniższymi symbolami:

- ⚡ **Symbol zabronionych działań.**  
Nie można wносить roszczeń gwarancyjnych, jeżeli doszło do tych działań.
- ⚠ **Symbol ostrzeżenia.**  
Jeżeli stosowany jest ten symbol, należy zachować ostrożność.
- ℹ **Symbol ważnej informacji.**
- 👍 **Symbol przydatnych wskazówek.**
- 🔧 **Symbol narzędzi.**

## 2. NETTI DYNAMIC DUAL – WŁAŚCIWOŚCI

Podnóżek Netti Dynamic DUAL został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników z nierównomierną siłą w kończynach dolnych, zapewniając otwarte ruchy kinetyczne.


Cylindry gazowe działają niezależnie i umożliwiają różne wysuwanie podnóżków - nachylenie płyty nożnej w bok oraz do przodu.

Te różnorodne możliwe ruchy elastyczne dają użytkownikowi swobodę wykonywania zamierzonych i niezamierzonych ruchów nogami w bardzo dużym stopniu.

Kiedy siły wydłużenia są zmniejszone, cylindry gazowe delikatnie ustawiają stopy i nogi ponownie w oryginalnej pozycji stóp.



Zużycie wózka inwalidzkiego jest znacznie zmniejszone, ponieważ stosowane siły są pochłaniane przez system elastyczny.



## PRZEGLĄD FUNKCJONALNY

Podnózki Netti Dynamic umożliwiają kontrolowane otwarte ruchy kinetyczne (OK-C) dolnych kończyn użytkownika.



Inaczej niż w przypadku statycznych wózków inwalidzkich segmenty dystalne użytkownika są wspomagane, ale mogą się poruszać. Pomaga to uzyskać kontrolę nad segmentami proksymalnymi zwłaszcza kiedy użytkownik nie może hamować ruchów ze względu na stan medyczny.

Użytkownicy z nierównomiernymi ruchami dolnych kończyn muszą korzystać z podnóżków Netti Dynamic DUAL.

Podnózek Netti Dynamic System DUAL umożliwia dla dynamiki:


- Zgięcie podeszwowe stóp (podnózek obraca się do przodu)
- Jednostronne rozciągnięcie biodra (pojedynczy podnózek przesuwa się w dół)
- Wyciągnięcia kolana: (podnóżki przesuwały się do przodu)

**i** Kiedy napięcie się zmniejsza, dolne kończyny będą wspierane w kierunku pozycji spoczynkowej.



## REGULACJE PODNÓŻKA

Dla każdego użytkownika wymagane są regulacje, aby spełnić jego unikalne potrzeby.

 **Regulacje powinny być wykonywane przez przeszkolonego specjalistę**

Zakres produktowy podnóżków Netti Dynamic pasuje do różnych szerokości siedziska.  
Dostępne rozmiary: patrz tabela na stronie 15.

## PODNÓŻEK NETTI DYNAMIC DUAL

jest specjalnie opracowany, aby umożliwić nierównomierne siły z nóg. Jednostronne rozciągnięcie biodra (lewa lub prawa część podnóżka przesuwają się w dół).

Podnóżek Netti Dynamic DUAL jest oferowany w dwóch różnych długościach.

Podnóżek Netti Dynamic DUAL o długościach **krótkich** jest odpowiedni dla osób o długości dolnej nogi od ok. 350 mm do około 500 mm (pomiar przez kolanach zgiętych na 90°, od dołu uda do poniżej pięty - w zwykłych butach).

Podnóżek Netti Dynamic DUAL o długościach **normalnych** jest odpowiedni dla osób o dolnych nogach dłuższych niż 500 mm.  
Rozmiary podane są w tabeli na stronie 15 tej instrukcji obsługi.



## 3. CODZIENNE UŻYTKOWANIE


### 3.1 MONTAŻ PODNÓŻKÓW

DO WÓZKA INWALIDZKIEGO. UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KĄT PODNÓŻKA JEST OTWARTY PODCZAS WKŁADANIA:

- Włożyć śrubę pionowo w otwór ramy.
- Obrócić na ok. 30 stopni na zewnątrz, aby ułatwić wkładanie.
- Obrócić do środka, aż zatrzaśnie się w pozycji użytkownika.

Przy płycie nożnej złożonej do góry jest wolna przestrzeń na przemieszczanie.

Płyta nożna składa się w dół z lewej strony i zostaje zablokowana z prawej strony; co zapewnia stabilną platformę dla stóp.



### 3.2 OPASKI NA KOSTKI

Płyta nożna ma otwory przygotowane na opaski na kostki lub skorupy butów do zamontowania jako akcesoria.

- i** Opaski na kostki są przydatne, jeżeli mimowolne ruchy nóg zsuwają stopy z płyty nożnej.

Opaski na kostki są montowane do płyty nożnej przez przeciągnięcie pasów mocujących przez otwory w płycie nożnej i zamocowanie sprzączkami na spodzie płyty nożnej.








### 3.3 BLOKADA PŁYTY NOŻNEJ

Kiedy obydwa podnóżki są na miejscu, płyta nożna składa się w dół do blokady na prawym podnóżku.



#### BLOKADA

-  Blokada jest zamknięta po obróceniu pierścienia zewnętrznego o 90 stopni do przodu!
-  Płyta nożna **MUSI** być zawsze zamknięta, kiedy wózek jest zajęty.




## 4. REGULACJA PODNÓŻKA NETTI DYNAMIC DO UŻYTKOWNIKA

### 4.1 REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA

Zmierzyć dolną długość nogi użytkownika F - kolano zgięte pod kątem 90 stopni - mierzyć od dolnej części uda do spodu pięty.

Złącze środkowe podnóżka jest zasłonięte pod pokryciem stawu kolanowego. Na ilustracji ze zdjętym pokryciem przedstawiono środek stawu kolanowego podnóżka. Powinien być wyrównany w poziomie i w pionie ze stawem kolanowym użytkownika przez wyregulowanie głębokości siedziska oraz wysokości płyty nożnej.



#### NB! PRAWIDŁOWA GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA:

- Poluzować pasy na rzep podpórki pleców. Sprawdzić, czy użytkownik dobrze siedzi w wózku, opierając się o poduszkę pleców.
- Wyregulować oparcie pleców, pociągając pasy na rzep. Kolana użytkownika powinny być wyrównane ze złączem podnóżka na wysokość i na głębokość. Zapewni to, że użytkownik uzyska dobre podparcie pleców i dobre rozpraszanie nacisku pod udami.
- Pozostawić 30 – 40 mm wolnej przestrzeni między udami użytkownika a przodem płyty siedziska.

#### Głębokość siedziska można regulować w następujący sposób:

przesunięcie elementów wydłużających podnóżka, co zwiększa głębokość siedziska z przodu oraz zmianę pozycji zawiasów oparcia wózka w celu regulacji głębokości siedziska do tyłu. Uwzględnić równowagę wózka inwalidzkiego.

Więcej informacji o regulacji głębokości siedziska w wózku inwalidzkim podano w instrukcji obsługi.





## 4.2 REGULACJA WYSOKOŚCI PŁYTY NOŻNEJ

- Poluzować śruby M6 utrzymujące profil długości podnóżka na zewnątrz za pomocą klucza imbusowego 5 mm.
- Wyregulować płytę nożną na wysokość od góry przedniej krawędzi poduszki siedziska do płyty nożnej równej długości dolnej nogi – wymiar F.



**Upewnić się, że pod płytą nożną jest dostateczna przestrzeń na przejechani wózkiem inwalidzkim przez niewielkie przeszkody.**  
**Pomocne może być nieznaczne nachylenie jednostki siedziska.**  
**Jeżeli jest niedostateczne, wysokość wózka należy wyregulować zgodnie z opisem w głównej instrukcji obsługi modelu wózka inwalidzkiego.**




## 5. REGULACJA OPARCIA ŁYDKI

Kiedy obydwa podnóżki znajdują się we właściwej wysokości, oparcia łydek należy wyregulować:

### 5.1 REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA ŁYDKI



- Poluzować dwie śruby M6 kluczem imbusowym 5 mm - na uchwytach półksiężycowych - przytrzymujące ramię podkładki łydki. Umożliwia to przesuwanie ramienia podkładki oparcia łydki w górę i w dół. Podparcia łydki powinny również pomagać w zapobieganiu zsuwania się stóp do tyłu z płyty nożnej.
- Wybrać wysokość zasłaniając środkową i dolną część łydki użytkownika i dokręcić śruby.
- Obrócić podkładki łydki pod kątem zapewniającym podparcie nogi, kiedy podnóżek znajduje się pod kątem. Podkładki łydki mogą obracać się swobodnie, podążając za ruchami i regulować się do pozycji nogi użytkownika.






## 5.2 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI OPARCIA ŁYDKI

- Poluzować śrubę M8 przytrzymującą podkładkę łydki na ramieniu podkładki łydki
- 2 klucze imbusowe 13 mm i
- Wsunąć lub wysunąć podkładkę łydki na żadaną głębokość - podkładka ledwo dotyka łydki, natomiast stopy są ustawione na środku płyty nożnej.

Oprócz podparcia łydki powinny one również pomagać w zapobieganiu zsuwania się stóp do tyłu z płyty nożnej.



## 5.3 BLOKOWANIE PODNÓŻKA NETTI DYNAMIC DUAL

-  Czerwone pokrętła umożliwiają blokowanie podwyższania dynamicznego płyty podnóżka.
-  W przypadku dynamicznego używania Netti Dynamic System (OK-C) powinien być luźny, aby umożliwić ruch stawu kolanowego („ruch OK-C” stawu kolanowego).
-  Blokowanie podnóżka może być wymagane, jeżeli nagle wyciągnięcie może spowodować uderzenie przez podnóżki ludzi lub elementów otoczenia. Jest to również wymagane, kiedy wózek inwalidzki Netti jest stosowany jako siedzisko w samochodzie. .




## 6. REGULACJA KĄTA PŁYTY NOŻNEJ


### 6.1 PŁYTA NOŻNA NETTI DYNAMIC DUAL - REGULACJA KĄTA


- Poluzować śrubę M8 na lewej płycie nożnej kluczem imbusowym 6 mm. Umożliwi do obrócenie płyty nożnej.

Wybrać kąt płyty nożnej odpowiedni do kąta stopy użytkownika.

- Zamocować śruby ściśle tak, aby płyta nożna nie ruszała się.



-  Należy pamiętać, że płyta nożna DUAL nadal umożliwia nieznaczny obrót do przodu do elastyczności, kiedy użytkownik wyciągnie stopy.

-  Należy pamiętać – smarowanie profili długości ślizgowej białą wazeliną jest ważne dla zapewnienia płynnego działania podnóżków Netti Dynamic System DUAL.



## 7. PODNÓŻKI NETTI DYNAMIC DO RÓŻNYCH WYSOKOŚCI NÓG

### 7.1 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI JEDNOSTRONNEJ PŁYTY NOŻNEJ

**W przypadku nierównej długości nogi lub pozycji nogi:**

Podnózek i głębokość płyty nożnej można regulować, aby skompensować do tego przez użycie elementów rozszerzenia i wspornika rozszerzenia na prawym podnózku.


Element rozszerzenia jest wyciągany do przodu i mocowany na wymaganej długości po stronie, gdzie noga jest dłuższa.

Podnózek jest umieszczony w elemencie rozszerzenia i dlatego jest przesuwany do przodu.


Aby płyta nożna znalazła się w blokadzie po wyregulowaniu jednostronnego elementu rozszerzenia, należy zmienić pozycję płyty nożnej.

Blokada płyty nożnej jest usuwana z profilu długości, gdzie jest normalnie osadzona - i montowana do wspornika rozszerzenia.

Wspornik rozszerzenia jest montowany do profilu długości, gdzie osadzona była blokada.




- Zamocować wspornik rozszerzenia 2 śrubami M6 przy użyciu klucza imbusowego 5 mm przez profil długości w 2 nakrętkach.
- Zamocować blokadę płyty nożnej jedną śrubą M8 przy użyciu klucza imbusowego 6 mm.



Na zdjęciu z prawej strony przedstawiono wspornik wysunięty do przodu, umożliwiając dłuższą lewą nogę. Prawy wspornik i podkładkę łydki należy przesunąć do tyłu - odpowiednio dla użytkownika z krótszą prawą nogą.




Na zdjęciu z prawej strony przedstawiono wspornik wysunięty do tyłu, umożliwiając dłuższą prawą nogę. Prawy wspornik i podkładkę łydki należy przesunąć do przodu - odpowiednio dla użytkownika z dłuższą prawą nogą.



Wszystkie ilustracje montażowe przedstawione dla Netti Dynamic PARALLEL. Procedura montażu dla Netti Dynamic DUAL jest podobna.

Zestaw platformy rozszerzenia dla podnóżka DUAL: 82940 i 82941.



## 8. SZEROKOŚĆ WÓZKA, WYSOKOŚĆ I TKANINA NA PODPÓRKĘ NETTI DYNAMIC DUAL

SZEROKOŚĆ WÓZKA W MM	REG. PODNÓŻKA TKANINA R 3D	REG. PODNÓŻKA TKANINA L 3D	PŁYTA NOŻNA *A (WYSOKOŚĆ 20 CM)	PODKŁADKA ŁYDKI	NR ELEM.
350	82856	82857	82872	82862	82907
380	82856	82857	82873	82862	82908
400	82856	82857	82874	82863	82909
430	82856	82857	82875	82863	82910
450	82856	82857	82876	82864	82911
500	82856	82857	82877	82865	82912
SZEROKOŚĆ WÓZKA W MM	REG. PODNÓŻKA TKANINA R 3D	REG. PODNÓŻKA TKANINA L 3D	PŁYTA NOŻNA *B (WYSOKOŚĆ 30 CM)	PODKŁADKA ŁYDKI	NR ELEM.
350	82856	82857	82880	82862	82915
380	82856	82857	82881	82862	82916
400	82856	82857	82882	82863	82917
430	82856	82857	82883	82863	82918
450	82856	82857	82884	82864	82919
500	82856	82857	82885	82865	82920
SZEROKOŚĆ WÓZKA W MM	REG. PODNÓŻKA R TKANINA ŁATWA W UTRZYMANIU	REG. PODNÓŻKA L TKANINA ŁATWA W UTRZYMANIU	PŁYTA NOŻNA *A (WYSOKOŚĆ 20 CM)	PODKŁADKA ŁYDKI	NR ELEM.
350	82858	82859	82872	82862	82923
380	82858	82859	82873	82862	82924
400	82858	82859	82874	82863	82925
430	82858	82859	82875	82863	82926
450	82858	82859	82876	82864	82927
500	82858	82859	82877	82865	82928
SZEROKOŚĆ WÓZKA W MM	REG. PODNÓŻKA R TKANINA ŁATWA W UTRZYMANIU	REG. PODNÓŻKA L TKANINA ŁATWA W UTRZYMANIU	PŁYTA NOŻNA *B (WYSOKOŚĆ 30 CM)	PODKŁADKA ŁYDKI	NR ELEM.
350	82858	82859	82880	82862	82931
380	82858	82859	82881	82862	82932
400	82858	82859	82882	82863	82933
430	82858	82859	82883	82863	82934
450	82858	82859	82884	82864	82935
500	82858	82859	82885	82865	82936

**i** Dla zdefiniowania prawidłowej wysokości płyty nożnej należy zmierzyć długość dolnej nogi w zwykłych butach i zmniejszyć ją na grubość poduszki siedziska. Jeżeli jest krótsza niż 450 mm, należy wybrać wysokość płyty nożnej 200 mm. Jeżeli jest dłuższa niż 450 mm, należy wybrać wysokość płyty nożnej 300 mm.


- \* **A** Wysokość płyty nożnej 200 mm:  
Odległość między płytą nożną a płytą siedziska wynosi minimalnie 300 mm do 450 mm.
- \* **B** Wysokość płyty nożnej 300 mm:  
Odległość między płytą nożną a płytą siedziska wynosi minimalnie 450 mm do 600 mm.

**!** W wózkach inwalidzkich o szerokości siedziska 500 mm i więcej wzmacniane wsporniki rozszerzenia do mocowania podnóżków muszą być zamontowane.



## 9. TRANSPORT



Wózki inwalidzkie z podnóżkiem Netti Dynamic System mogą być stosowane jako siedzisko w samochodzie, jeżeli model wózka inwalidzkiego został przetestowany i zatwierdzony zgodnie z ISO 7176-19. Należy postępować zgodnie z opisem mocowania wózka oraz użytkownika znajdującym się w instrukcji obsługi wózka inwalidzkiego.

-  **Podnóżek Netti Dynamic należy zablokować, kiedy wózek inwalidzki jest stosowany jako siedzisko w samochodzie.**




## 10. KONSERWACJA

Wszystkie wózki inwalidzkie wyposażone w Netti Dynamic System wymagają specjalnej uwagi do konserwacji w porównaniu do wózków inwalidzkich z systemem dynamicznym, ze względu na ciężkie i silne użytkowanie.

-  **Przestrzegać opisu konserwacji wózka inwalidzkiego w jego instrukcji obsługi i zwrócić szczególną uwagę na dokręcenie wszystkich śrub oraz sprawdzenie wszystkich złączy.**
-  **Sprawdzić pasy i uprząże pod kątem zużycia. Wymienić w razie potrzeby.**

### PODNOŻEK NETTI DYNAMIC - SMAROWANIE

-  **Należy pamiętać – smarowanie profili długości ślizgowej białą wazeliną jest ważne dla zapewnienia płynnego działania podnóżków Netti Dynamic System. W niektórych przypadkach może być słyszalny dźwięk z ruchomych części, jeżeli nie będą one smarowane regularnie.**

## 11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zapoznać się z zaleceniami w instrukcji obsługi dla wózków inwalidzkich, w których zamontowany jest podnózek Netti Dynamic System - na przykład:


Netti III HD (Netti Dynamic III HD)

Netti 4U CED (Netti Dynamic CED)


Netti BASE (Netti Dynamic BASE)


etc.


## 12. TESTY I GWARANCJA

 Podpórki pod nogi Netti Dynamic zostały przetestowane na kilku różnych wózkach inwalidzkich Netti - zarówno testy zderzeniowe zgodnie z ISO 7176-19, jak i testy trwałości zgodnie z normą EN 12183 dla wózków inwalidzkich..

 Podpory pod nogi Netti Dynamic są produkowane zgodnie z systemem jakości Alu Rehab zgodnie z ISO 13485.

 Roszczenia gwarancyjne podane w instrukcji obsługi dla wózka inwalidzkiego odnoszą się również do wózków inwalidzkich z Netti Dynamic System, jeżeli Netti Dynamic System lub części są montowane i regulowane dla użytkownika pod nadzorem osoby przeszkolonej w zakresie Netti Dynamic System.

 Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w przypadku pytań dotyczących osób certyfikowanych w zakresie Netti Dynamic System.

 Zaktualizowane dane dotyczące wózków inwalidzkich i Netti Dynamic System znajdują się na stronie [www.My-Netti.com](http://www.My-Netti.com)





**Producent:**

Alu Rehab AS  
Bedriftsvegen 23  
N-4353 Klepp Stasjon  
Norwegia



post@My-Netti.com  
T: +47 51 78 62 20  
my-netti.no

---

**Dystrybutor**



Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry  
Dania



info@my-netti.com  
T: +45 87 88 73 00  
F: +45 87 88 73 19  
my-netti.dk

**Dystrybutor**

Meyra GmbH  
Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal  
Niemcy

info@my-netti.com  
T: +49 5733 922 311  
F: +49 5733 922 9311  
my-netti.de

**Dystrybutor**

MDH Sp. zo.o.  
ul. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
Polska

biuro@mdh.pl  
T: +48 42 674 83 84  
my-netti.com

---