



Montageanleitung – Kopfstützenstabilisator (D23017)



1. Entfernen Sie aus den Rückenrohren die Schrauben zur Fixierung der Schiebegriffhalter.
Achtung, die innenliegende Mutter mit einer Zange vor dem Herunterfallen sichern
Achtung! Wenn Sie eine Rückenhöhe 60 cm verwenden, dann tauschen Sie die Schrauben gegen längere (M6 X 25 mm) aus.



2. Entfernen Sie die 4 Schrauben des Kopfstützenadapters
3. Setzen Sie nun den Kopfstützenstabilisator auf die Schiebegriffhalter und positionieren Sie die 4 Bohrlöcher in Höhe der Einlässe des Kopfstützenadapters.



4. Befestigen Sie den Kopfstützenstabilisator wieder mit den Schrauben an den Schiebegriffhaltern.
Achtung, erst einmal nicht zu fest anziehen
Achtung! Bei Rückenhöhe 60 cm verwenden Sie bitte Schrauben mit Maß 6 X 25 mm, da die Rückenverlängerungsprofile nach innen
Zusätzlich auftragen.



5. Nun setzen Sie die 4 beiliegenden 50mm langen Inbusschrauben in die Bohrlöcher und fixieren den Kopfstützenstabilisator am Kopfstützenadapter.



6. Kontrollieren Sie den festen Sitz aller Schrauben.



Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Diese und weitere Montageanleitungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://de.my-netti.com/downloaden/bedienungsanleitungen>