

Datum _____

Kundkod C- _____

Fakturaadress _____

Kontaktperson _____

Referens _____

Annan leveransadress _____

☐ Fakturaadress = leveransadress

☐ Offert



NETTI DYNAMIC COMPLETE SYSTEM

Netti Dynamic Complete System är utrustat med en sittenhets med dynamisk sittplatta, armstöd med klämskydd, ramförlängning, längre tipperskydd, Bodypoint EVOFLEX bäckenstabilisator och en individuellt vald gascylinder för ryggenheten (se sidan 2).

☐ Stolen används som säte för biltransporter.

Pris på förfrågan

CED (långt sittdjup/kapacitet 160 kg)

Sittdjupet är justerbart från 42,5–50 cm

☐ 35 cm

☐ 40 cm

☐ 43 cm

☐ 45 cm

☐ 50 cm

Sittdjupsjustering CED

☐ 42,5 ☐ 45,0 ☐ 47,5 ☐ 50,0

Sitthöjd – se sidan 14

CEDS (kort sittdjup/kapacitet 130 kg)

Sittdjupet justerbart från 37,5–45 cm

☐ 35 cm

☐ 40 cm

☐ 43 cm

Sittdjupsjustering CEDS

☐ 37,5 ☐ 40,0 ☐ 42,5 ☐ 45,0

Sitthöjd – se sidan 14

Innan du använder Netti Dynamic System eller några av dess komponenter bör en sittanalys göras av en utbildad kliniker. För mer information besök vår hemsida www.my-netti.com



DYNAMISK SITS- OCH RYGGGLÖSNING

Kontakta oss för rekommendation om valet av gascylinder.

Alternativ 1: 15° Dynamic gascylinder för ryggvinkeln – får inte blockeras – inkl. dynamisk sittenhet
Ej tillåten för biltransporter eftersom ryggvinkeln inte får blockeras.

Ryggenhet med Dynamic gascylinder medger 15° bålextension bakåt. Standardlutningen upprätthålls och kan justeras i alla lägen. Den dynamiska gascylindern får inte blockeras. Rekommenderas för stelhetsmönster som tenderar att bestå, spasticitet och även för komfort och prevention.

- ☐ Dynamisk gascylinder 80 N
- ☐ Dynamisk gascylinder 120 N
- ☐ Dynamisk gascylinder 160 N



EVOFLEX bäckenstabilisator: Välj storlek i tabellen på sidan 13.

Storlek ☐ XS ☐ M ☐ L

Alternativ 2: 40° Dynamic FREE gascylinder för ryggvinkeln – låsbar – inkl. dynamisk sittenhet

Ryggenhet med Dynamic Free gascylinder medger upp till 40° bålextension bakåt. Standardlutningen kan låsas i alla lägen eftersom den dynamiska rörelsen samtidigt blockeras, vilket kan vara lämpligt under transport eller positionering. Ryggglutning och blockering/upplåsning av den dynamiska ryggrorelsen görs med en speciell dynamisk frigöringsspak. Gascylindern Dynamic Free rekommenderas för allvarliga extensionsmönster, och även för våldsamma och plötsliga rörelser.

- ☐ Dynamic FREE gascylinder 200 N (sittbredd 35–40 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 300 N (sittbredd 35–40 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 400 N (sittbredd 35–40 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 500 N (sittbredd 35–40 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 600 N (sittbredd 35–43 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 700 N (sittbredd 35–43 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 800 N (sittbredd 35–43 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 900 N (sittbredd 45–50 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 1000 N (sittbredd 45–50 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 1100 N (sittbredd 45–50 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 1200 N (sittbredd 45–50 cm)
- ☐ Dynamic FREE gascylinder 1300 N (sittbredd 45–50 cm)



EVOFLEX bäckenstabilisator: Välj storlek i tabellen på sidan 13.

Storlek ☐ XS ☐ M ☐ L

D45040 ☐	Säkerhetsskydd för 2/4-punkts bäckenstabilisator (XS, M, L)
D87903 ☐	Lutningsbegränsare (går att begränsa i olika lägen från 116°–134°) för Netti Dynamic Free gascylinder (ska monteras av återförsäljaren)

Alternativ till 2-punkts bäckenstabilisator



- ☐ Bodypoint 4-punkts vadderat höftbälte – storlek XS
- ☐ Bodypoint 4-punkts vadderat höftbälte – Storlek M
- ☐ Bodypoint 4-punkts vadderat höftbälte – Storlek L

Välj storlek i tabellen på sidan 13.

DYNAMIC HUVUDSTÖDSLÖSNING



- ☐ **Netti Dynamic huvudstöd C inkl. huvudstödsadapter i aluminium**

DYNAMIC FOTSTÖDSLÖSNING

DUAL-fotstödslösningen är till för användare med ett asymmetriskt rörelsemönster. Den är speciellt utvecklad för att möjliggöra ojämna krafter från benen. Dessutom ger Netti Dynamic DUAL fotstöd utrymme för olika benlängd.



- ☐ **Dual benstöd**, vinkeljusterbart med vadvstöd och fotplatta, 100 N
Standard 300 mm justeringsstycke (underbenslängd 45–60 cm)
- ☐ Med 214 mm justeringsstycke (underbenslängd 30–45 cm)
- ☐ Dual benstöd, vinkeljusterbart med vadvstöd och fotplatta, 100 N
Inklusive förlängningsbygel som skall användas vid ojämn benlängd eller benpositionering, justerar fotplattans djup.
Standard 300 mm justeringsstycke (underbenslängd 45–60 cm)
- ☐ Med 214 mm justeringsstycke (underbenslängd 30–45 cm)

Tillbehör för Netti Dynamic benstöd (för andra benstöd, se sidan 6)

	☐ Benstöd (överdel) med spak istället för stjärnhjul för vinkeljustering	
D5245	☐ Förstärkt automatiskt lås till fotplatta – kan inte kombineras med förlängningsbygel. Med det här låset är fotplattan inte vinkeljusterbar, men detta kan erbjudas som specialanpassning.	
	Bodypoint vristselar, inklusive monteringsmaterial	
	☐ S (L: 17–20 cm)	
	☐ M (L: 19–23 cm)	
	☐ L (L: 22–29 cm)	
	☐ XL (L: 28–33 cm)	
	☐ Extra abduction för benstöd (+5 cm, ej för sittbredd 43 cm)	
	☐ Vaddering till vadvstödsfäste – par – skai-överdrag	
	☐ Extra mjuk vaddering till vadvstöd – par – EC- eller 3D-överdrag beroende på stolens övriga klädsel	
	☐ Bodypoint vadband M	
	☐ Bodypoint vadband L	

■ = Standardutrustning

Skicka gärna förfrågan om kombinationer med NDS-alternativ, eftersom vissa kombinationer endast är möjliga som specialanpassningar.

RAM + TILLBEHÖR

Artikelnummer	Beskrivning
Standard ■	Vinkeljusterbar körbygel
Standard ■	Tippskydd, svängbart
Standard ■	Broms
Standard ■	Ramförlängning, inklusive längre tippskydd
☐	Förlängning till bromsspak + 7 cm – längd 20 cm (monteras av återförsäljaren)
☐	Körhandtag 300 mm, höjdjusterbara och svängbara (observera: armstöden kommer då inte att kunna roteras)
☐	Lutningsbegränsare (ingen negativ lutning framåt)
☐	Bilfäste, par
☐	Easy Care-överdrag (finns inte till VB Venti, Netti Sit °C eller Ride sittdyna)
☐	Rekommenderad konfiguration för biltransport för brukare som är längre än 185 cm (inkl. ryggstödshöjd 60 cm, 50 cm vertikal ram och huvudstödsadapter i aluminium)
☐	Kit för att öka sittbredden monterat 2 x 1,2 cm – endast för sittbredd 35–45 cm
Special ☐	Sidovaddering (minskar sittbredden med 2 x 2,5 cm); inkl. en särskild anpassning av sittplattan med snitt för att medge dynamiska rörelser. Sittdyna levereras av den anledningen i en mindre storlek
☐	Bodypoint elastiskt universalstödband
☐	S (höjd 8 cm – längd 142 cm, lätt att klippa till önskad längd)
☐	L (höjd 11 cm – längd 142 cm, lätt att klippa till önskad längd)
☐	XL (höjd 15 cm – längd 142 cm, lätt att klippa till önskad längd)



RYGGENHET (för bälten se sidan 9)

Standard ■	Ryggdyna Netti Uno – med 10 cm sidostöd och 3D-överdrag
Standard ■	Rygghöjd 50 cm (inkl. ryggstöd med justerbara kardborrband)
☐	Rygghöjd 60 cm (inkl. ryggförlängning + längre Netti Smart sittdyna som standard)
☐	Justerbart kardborreband med snitt för sidostöd
☐	Ryggdyna Netti Smart – med stöd 12 cm sidostöd – 3D-överdrag
☐	Sidostöd Correction vänster – för Netti Uno och Smart
☐	Sidostöd Correction höger – för Netti Uno och Smart
☐	Sidostödsvaddering Correction, par

☐	Ryggdyna Netti Stabil – med 17 cm sidostöd – 3D-överdrag
☐	Ryggdyna Netti Super Stabil – med 17 cm förstärkt sidostöd – 3D-överdrag
☐	Ryggdyna Netti Kyphotic – 3D/Mars-överdrag – endast för ryghöjd 50 cm
☐	Sidostöd Stabil vänster – för Netti Stabil, Super Stabil & Kyphotic (observera: armstöden kommer då inte att vara roterbara)
☐	Sidostöd Stabil höger – för Netti Stabil, Super Stabil & Kyphotic (observera: armstöden kommer då inte att vara roterbara)
☐	Sidostöd vaddering Stabil, par
☐	Fast rygg i aluminium, ryghöjd 50 cm
☐	Fast rygg i aluminium, ryghöjd 60 cm, inkl. D41006
☐	Ryggkil
☐	Svankstöd



NEW:
Advanced seating and positioning management: Ride Designs – solutions (seat and back) for an even more stable posture, even more mobility/ functionality and an immense improved skin protection (decubitus prophylaxis). Please use separate order form.

SITTENHET

Standard	☐	Sittdyna Netti Uno – 3D-överdrag
Standard	☐	Dynamisk sittplatta
	☐	Inkontinensöverdrag för sittdynan
	☐	Tryckavlastande sittdyna Netti SIT – 3D-överdrag med inkontinensskikt
	☐	Tryckavlastande sittdyna Sit °C med temperaturreglerande funktioner och inkontinensskikt under 3D-överdraget
	☐	Sittdyna Netti Contour med 3D-överdrag, för sittbredd 35–43 cm, endast tillgängligt i begränsade sittdjup (se reservdelskatalog)
	☐	Vital Base Venti – trycksårspåbyggande sittdyna med 3D-överdrag
	☐	Abduktionskloss liten (B: 8 cm x L: 14 cm x H: 8 cm)
	☐	Abduktionskloss (B: 11 cm x L: 15 cm x H: 8 cm)
	☐	Abduktionskloss stor (B: 14 cm x L: 17 cm x H: 8 cm)

BENSTÖD (se sidan 3 för dynamiska benstöd)

Till Netti 4U Dynamic CED finns det 5 olika typer av benstöd med olika tillbehör. Kontakta oss för konsultation.

Manuellt vinkeljusterbara benstöd

Standard



■ Manuellt vinkeljusterbara benstöd med

- automatisk längdjustering
- vinkeljusterbara fotplattor
- vadvadstöd och knävadring

- ☐ Benstöd (överdel) med klämlås istället för stjärnhjul för vinkeljustering



Bodypoint vristselar med vaddering

- ☐ D44863 S (L: 17–20 cm)
- ☐ D44864 M (L: 19–23 cm)
- ☐ D44865 L (L: 22–29 cm)
- ☐ D44904 XL (L: 28–33 cm)

- ☐ Djupjusterbart gångjärn för fotplatta (5 cm totalt) – monterad

- ☐ Gascylinder

- ☐ Fotplatta, justerbar

- ☐ Fotlåda, vadderad (ej godkänd för biltransporter, om detta är nödvändigt, välj istället lösningen Netti Grandis)

- ☐ Vadvadstöd med gångjärn (kan svängas under stolen), par

- ☐ Vadderad till vadvadstödsfäste – par – skai-överdrag

- ☐ Extra mjuk vadderad till vadvadstöd – par – EC- eller 3D-överdrag beroende på stolens övriga klädsel

- ☐ Fotband, par

- ☐ Vadderad till fotplatta – par – skai-överdrag

- ☐ Bodypoint vadvadband M

- ☐ Bodypoint vadvadband L

Universalbenstöd

- ☐ **Universalbenstöd** med knäinkelreglering, justerbar under 90° för situationer med krampanne ben och sitsenheten lutad när stolen skjuts på



Bodypoint vristselar med vadderad, inkl. monteringssett

- ☐ S (L: 17–20 cm)
- ☐ M (L: 19–23 cm)
- ☐ L (L: 22–29 cm)
- ☐ XL (L: 28–33 cm)

- ☐ Djupjusterbart gångjärn för fotplatta (5 cm totalt) – monterad

- ☐ Fotplatta, justerbar

- ☐ Fotlåda, vadderad (ej godkänd för biltransporter, om detta är nödvändigt, välj istället lösningen Netti Grandis som är godkänd)
- ☐ Bodypoint vadband M
- ☐ Bodypoint vadband L

Netti Grandis vinkeljusterbara benstöd



- ☐ **Netti Grandis vinkeljusterbara benstöd för positionering** för komplexa individuella konfigurationer. Minskar tryck- och skjuvkrafter. För brukare med t.ex. kramper, asymmetriska ben, elephantiasis.

Fotstödet kännetecknas av unik ergonomi och användarvänlighet tack vare lyfthandtag, avläsningsskalor och konformade förlängningsstycken. Vinkeljusterbara inklusive vinkelbegränsare och justerbara vad- och fotplattor.

- ☐ Extra mjuk vaddering till vaddstöd – par – EC- eller 3D-överdrag beroende på stolens övriga klädsel
- ☐ Vaddering vid knä/lårvinkel – kan inte kombineras med D88607
- ☐ Vaddering för övre underbenet (3D-eller EC-överdrag beroende på stolens övriga klädsel) – kan inte kombineras med D88606
- ☐ Vaddering till vaddstödsfäste – par – skai-överdrag
- ☐ Vinkelbegränsare (för begränsning av vinkel uppåt) – monterad
- ☐ Fotband, par inkl. monteringsatts
- ☐ Fotplatta, låsbar och svängbar uppåt
- ☐ Fotlåda, vadderad med Skai-överdrag (godkänd för biltransporter)
- ☐ Vadband
- ☐ Bodypoint vadband M
- ☐ Bodypoint vadband L

Netti Grandis benstöd med fast vinkel



- ☐ **Netti Grandis benstöd med fast vinkel för komplexa individuella konfigurationer. Minskar tryck- och skjuvkrafter. För brukare med t.ex. kramper, asymmetriska ben.**

Fotstödet har unik ergonomi och användarvänlighet tack vare avläsningsskalor och konformade förlängningsstycken. Justerbar i en fast vinkel – även under 90°. Inklusive hälband.

- ☐ Fotplatta, låsbar och svängbar uppåt
- ☐ Fotlåda, vadderad med Skai-överdrag (godkänd för biltransporter)

ARMSTÖD OCH TILLBEHÖR TILL ARMSTÖD

Standard	☒	Armstöd, höjd- och djupjusterbara, roterbara
Standard	☒	Armstödsdynor 385 x 58 mm
	☐	Standard vadderad armstödsdyna, extra mjuk, EC- eller 3D-överdrag beroende på stolens övriga klädsel (kan inte kombineras med bord)
	☐	Hemiplegidyna
	☐	Armstöd, hemiplegi vänster (kan inte kombineras med bord)
	☐	Armstöd, hemiplegi höger (kan inte kombineras med bord)



NYHET:

Körbygelkontrollerad drivenhet och enkel framdrivning med joystick eller ledsagarkontroll – beställ direkt från Netti tillsammans med den önskade komfortrollstolen. Använd separat orderformulär

DRIV- OCH FRAMHJUL

Standard	☒	24 x 1" PU + 7" 175 x 33 PU
	☐	Trumbromsar
	☐	Drivhjul 22 x 1" PU + framhjul 6" 150 x 30 PU
	☐	Framhjul 7" – 175 x 45 flexel/PU-hjul – punkteringssäkra – med PU-fyllning (nödvändigt för stödmotorer)
	☐	Drivhjul 12½" PU med trumbromsar Obs! Dessa hjul levereras i en extra låda och ska monteras av återförsäljaren.
	☐	Drivhjul 16" PU med trumbromsar Obs! Dessa hjul levereras i en extra låda och ska monteras av återförsäljaren.
	☐	Hand- och ekerskydd – transparenta, par
	☐	Drivringsskydd, par

HUVUDSTÖD OCH TILLBEHÖR TILL HUVUDSTÖD (se även sid 1)



	Standard	A	B	C	D	E	F
	☐	Huvudstöd A, med sidostöd					
	☐	Huvudstödsadapter, aluminium					
	☐	Huvudstöd A, med huvudrem					
	☐	Huvudstöd B, litet, ovalt					
	☐	Huvudstöd C, stort, fyrkantigt					
	☐	Huvudstöd D, komfort (tryckfördelning)					
	☐	Huvudstöd E med justerbara sidostöd					
	☐	Huvudstöd F med kindstöd					
	☐	Huvudstöd E med kortare sidostöd höger					
	☐	Huvudstöd E med kortare sidostöd vänster					
	☐	Justeringsarm för huvudstöd (horisontell) + 10 cm, längd 25 cm					
	☐	Justeringsarm för huvudstöd (horisontell) + 23 cm, längd 38 cm					
	☐	Justeringsarm för huvudstöd (vertikal) + 10 cm, längd 50 cm					
	☐	Komfortkudde till huvudstöd typ C – avtagbar med Mars-överdrag					
	☐	Easy Care-överdrag för huvudstöd typ A, B, C – avtagbart					
	☐	3D-överdrag till huvudstöd typ A, B, C – avtagbart					
	☐	Grå huvudstöds kudde med Mars-överdrag					
	☐	[A] Savant huvudstöd inkl. huvudrem, litet – höjd 13 cm Brukarens panna 46–56 cm Brukarens ½ omkrets bakom öronen 15–18 cm Inneravstånd längs toppstödet 30 cm, längs mittenstödet 18 cm (Ej godkänt för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ extra Netti huvudstöd)					
	☐	[A] Savant huvudstöd inkl. huvudrem, vuxen – höjd 15 cm Brukarens panna 56–61 cm Brukarens ½ omkrets bakom öronen 20–30 cm Inneravstånd längs toppstödet 36 cm, längs mittenstödet 20 cm (Ej godkänt för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ extra Netti huvudstöd)					
	☐	[B] Sidokuddar för Savant huvudstöd. För extra stöd i sidled. För huvudstödet övre armar. Kan ej kombineras med huvudrem					
	☐	Justeringsarm för huvudstöd (horisontell) + 10 cm, längd 25 cm					

☐	[C] Axion roterande adapter till huvudstöd medger 60° rotation i sidled. Endast för Savant huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ ett extra Netti huvudstöd)
☐	Axion roterande adapter till huvudstöd, medger 90° rotation i sidled. Endast för Savant huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ ett extra Netti huvudstöd)
☐	[C] Axion roterande adapter till huvudstöd medger 60° rotation i sidled. Endast för Netti huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ ett extra standard Netti huvudstöd)
☐	Axion roterande adapter till huvudstöd, medger 90° rotation i sidled. Endast för Netti huvudstöd (ej godkänd för biltransporter – om detta är nödvändigt, beställ ett extra standard Netti huvudstöd)

BORD

☐	Universalbord
☐	Vaddering för bord
☐	Svängbart bord
☐	Låsbart bord

DIVERSE TILLBEHÖR

☐	Klinik-kit (verktyg och stjärnhjul) endast för vinkeljusterbara benstöd
☐	Verktygssats
☐	Rullstolsväska
☐	Universalhållare, inklusive ramförlängning D28001 Sittbredd 45: B: 40,5 cm, D: 30,5, H: 7 cm (För andra sittbredder vänligen dra ifrån eller lägg till från sittbredd 45 cm) Max. kapacitet 6 kg För information om biltransporter, se instruktionsboken för universalhållaren på vår hemsida.
☐	Droppställning



BÄLTESALTERNATIV FRÅN BODYPOINT OCH NETTI

Bälten och tillbehör för ryggenhet

				
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
☐ H-sele adaptersats (rekommenderas för alla selar till överkropp) [A]				
☐ H-bälte, med vaddering och bilbälteslås [B]				
☐ Bälte kryssele [C]				
Bodypoint Stayflex bröststöd utan dragkedja [D]				
☐ XS (axelbredd 24–28 cm)				
☐ S (axelbredd 28–33 cm)				
☐ M (axelbredd 33–41 cm)				
☐ L (axelbredd 41–48 cm)				
Bodypoint Pivofit axelsele [E]				
☐ XS (axelbredd 24–28 cm)				
☐ S (axelbredd 28–33 cm)				
☐ M (axelbredd 33–41 cm)				
☐ L (axelbredd 41–48 cm)				

NETTI SPECIALANPASSNING

Netti har många års erfarenhet av att utveckla kundanpassade lösningar. Kontakta oss gärna för en offert om din individuella lösning.

SPECIALBYGGD – de populäraste specialanpassade artiklarna (pris på begäran)

- ☐ Extra långa vadvädd. Uppge längd
- ☐ Vadvädd med vaddering i speciallängd eller -material
- ☐ Specialfäste som håller vadvädden i ett fast läge
- ☐ Fotplatta som kan svängas horisontellt (framåt)
- ☐ Individuell ramfärg – ange RAL-nummer

- ☐ Förstärkt aluminiumfotplatta




- ☐ Benstöd ändlägessuspension
Ej med D82318/9 (förlängningsbygel)
Denna artikel fungerar endast i slutet av en ryggrörelse och förhindrar
hård beröring/slag mot benstödet.



- ☐ Fartdämpare för benstöd


Denna artikel fungerar som fartdämpare för extensions- och flexionsrörelser.
Det sänker farten i båda riktningarna för att förhindra kraftiga rörelser, både uppåt och nedåt.



Beskriv ditt aktuella fall och hur en möjlig lösning skulle kunna se ut. Om du har bilder eller videomaterial vill vi gärna också se dessa. För att vi ska kunna erbjuda den bästa lösningen vill vi att du beskriver brukaren på bästa möjliga sätt, till exempel en given diagnos, brukarens vikt och/eller brukarens exakta rörelsemönster.

Brukarens vikt:

Skriv exakta mått och rita den önskade lösningen för de efterfrågade tillbehören genom att exempelvis använda ritningarna nedan.




Vänligen meddela oss om det finns några särskilda omständigheter i bostaden som påverkar stolen: t.ex. stolens största möjliga bredd _____ cm och längd _____ cm.

TEKNISKA DATA




Lutning (sits)	-5° till +20°
Lutning (bakåt)	Beror på vilken gascylinder som valts
Rullstolens totalbredd	Sitsbredd + 18 cm (standardhjul)/+19,5 cm (DB-hjul)/+17 cm (12" + 16" DB-hjul)
Totallängd	102 cm med benstöd
Totalhöjd	105 cm
Avstånd från armstöd till sittplatta	Min. 26,5 cm/max. 35,5 cm
Rullstolens vikt	Ca 30 kg (utan dynor)
Ramfärg	Grå
Överdragsvariant	3D-överdrag (tillval Easy Care-överdrag med D21022)
Krocktest	ISO 7176-19 (CEDs: 130 kg/CED: 136 kg)

Sitthöjd – UTAN sittdyna (mätt från golvet till sittplattan)



Med hjulkombination 22" + 6" är sitthöjden 44 och 47,5 cm möjlig.

Typ av benstöd	Min. vadmängd	Max. vadmängd
Manuellt justerbara benstöd	32 cm	68 cm
Universalbenstöd	36 cm	50 cm
Grandis benstöd	36 cm	64 cm
Netti Grandis fasta benstöd	38 cm	55 cm



Measuring for a hip belt

Measure hip width across the greater trochanters with the person seated. If the hip width falls between sizes on our chart, consider other factors such as growth, weight change and clothing.

Overall pad length


XS	38 cm
M	46 cm
L	62 cm

MEASURING FOR ANKLE HUGGERS



Measure circumference above ankle.

S	= 17 - 20 cm
M	= 19 - 23 cm
L	= 22 - 29 cm
XL	= 28 - 33 cm



Shoulder width

XXS	21-24 cm
XS	24-28 cm
S	28-33 cm
M	33-41 cm
L	41-48 cm

Measuring for Stayflex and PivoFit

Measure the shoulder width. If the shoulder width falls between two sizes, consider other factors such as growth, weight changes and clothing.

Mått

A Höftbredd/sittbredd	_____ cm
B Lårlängd/sitt djup	_____ cm
C Armstödens höjd	_____ cm
D Benlängd/sitthöjd	_____ cm
E Ryggstödshöjd	_____ cm
F Bålbredd	_____ cm

Använd inga personuppgifter i detta orderformulär. Vi ber dig att använda ett anonymt ordernummer för att koppla ordern eller offerten till en specifik person. Tack på förhand.